

Protective Accessories for humidity sensors Accessoires de protection pour capteurs d'humidité Schutz-Zubehör für Feuchtesensoren

**Dia. 35mm**

Cell protection filters filtres de protection Zellenschutzfilter

AW CENTER, AW SPRINT, AW LAB Set H, ms1 Set aw

*General recommendation for / recommandation générale pour / allgemeine Empfehlung bei :***Acids / acides / Säuren**

eVC-21

Oil, fine dust / huiles, poudres fines / Oel, Feinstaub

eVC-26

Alcohols / alcools / Alkohole

Redox, eVALC

These specially designed filters shall be used to provide protection against chemical perturbation. Mineral acids, halogens, powerful oxidizing agents and corrosive substances may damage the cells and reduce their lifetime. Chemical filters shall be replaced, when a recalibration of the cell becomes necessary more often, when replacing a cell, but latest after one year. The eVALC needs not to be replaced, if not mechanically damaged.

The higher the concentration of an aggressive substance, the less effective will be the protection capability of a chemical filter, so the cell lifetime still can be reduced. If the concentration exceeds certain limits, no protection is guaranteed.

-> Only practical testing can answer the question about exchange cycles of a filter.

Ces filtres spécialement développés doivent être utilisés contre des perturbations chimiques. Des acides minéraux, halogènes, agents très oxydants et corrosifs peuvent détruire la cellule et réduire la durée de vie. Des filtres chimiques doivent être remplacés, quand un calibrage est nécessaire de plus en plus souvent, au moment du remplacement d'une cellule, mais au plus tard après un an. L'eVALC ne doit pas être remplacé, s'il n'est pas endommagé. Le plus fort la concentration de substances agressives, le plus faible sera la capacité de protection du filtre chimique, et la durée de vie d'une cellule peut toujours être réduite. Si la concentration dépasse certaines limites, aucune protection n'est garantie.

-> Seulement des expériences pratiques répondent à la question de cycle d'échange de filtres.

Diese speziell entwickelten Filter sollen zum Schutze der Messzellen gegen chemische Einflüsse verwendet werden. Mineralische Säuren, Halogene, stark oxidierende und korrosive Substanzen können die Zellen angreifen und ihre Lebensdauer einschränken. Chemische Filter sollten ersetzt werden, wenn die Zelle häufiger nachkalibriert werden muss, beim Ersatz einer Zelle, spätestens aber nach einem Jahr. Der eVALC braucht nicht ersetzt zu werden, solange er nicht beschädigt ist. Je höher die Schadstoffkonzentration, desto weniger effizient schützt ein Filter, sodass die Zellenlebensdauer trotzdem reduziert sein kann. Wenn die Konzentration gewisse Grenzen übersteigt, kann ein Schutz der Zelle nicht mehr garantiert werden.

-> Nur praktische Versuche können zeigen, wie oft ein Filter ersetzt werden muss.

Novasina FILTER SYSTEMS

eVC-21 Chemical Filter

acetic acid (eg. mustard)
 formic acid
 butyric acid
 lactic acid
 sulphuric acid
 sulfur dioxide
 hydrogen sulfide
 chlorine
 carboxylic acids, aliphatic
 hydrogen halides
 hydrogen peroxide
 formaldehyde
 jodine
 chlorine, hypochloric acid

Art. nr. 1111001

Essigsäure (zB. Senf)	(CH ₃ COOH)
Ameisensäure	(HCOOH)
Buttersäure	(CH ₃ -(CH ₂) ₂ COOH)
Milchsäure	(CH ₃ CH(OH)COOH)
Schwefelsäure	(H ₂ SO ₄)
Schwefeldioxid	(SO ₂)
Schwefelwasserstoff	(H ₂ S)
Chlor	(Cl ₂)
Carbonsäuren, aliphatische	(RCH ₂ CO ₂ H)
Halogenwasserstoffe	(HCl, HBr, HJ, HF)
Wasserstoffperoxid	(H ₂ O ₂)
Formaldehyd	(HCHO)
Jod	(J ₂)
Chlor, hypochlorige Säure	(Cl ₂ , HOCl)



eVC-26 Universal Filter

oil fog
 fine dusts
 amines
 ozone
 nicotine
 aromatic hydrocarbons
 perchlor-, trichlor-ethylene
 chloroform
 nitrogen oxides

Art.nr. 1111003

Oelnebel	
Feinstaub	
Amine	
Ozon	(O ₃)
Nikotin	
arom. Kohlenwasserstoffe	(Benzol, Kerosen, Toluol)
Perchlor-, Trichlorethylen	(C ₂ HCl ₃)
Chloroform	(CHCl ₃)
Stickoxyde	(NO _x)



Redox Filter

primary, secondary alcohols
 glycerol
 ethanol (ethyl alcohol)
 isopropanol (isopropyl alcohol)
 propanol (propyl alcohol)
 propylen-glycol
 polyethylen-glycol
 methanol
 phenol
 yeast and hop aromas
 coffee aromas
 artificial fruit aromas
 onions, garlic, horseraddish
 furanes (bread aromas)
 ketones (eg. acetone or MEK)
 partly *amines*
 perfumes, flavours, fragrances

Art.nr. 1117212

primäre, sekundäre Alkohole	(RCH ₂ OH, R ₂ CHOH)
Glycerin	[CH ₂ (-OH)-CHOH- CH ₂ (-OH)]
Ethanol	(C ₂ H ₅ OH)
Isopropanol	[CH ₃ ₂ CHOH]
Propanol	(C ₃ H ₇ OH)
Propylen-Glykol	(CH ₃ CHOH CH ₂ OH)
Poly-Ethylen-Glycol	(PEG)
Methanol	(CH ₃ OH)
Phenol	(C ₆ H ₅ OH)
Hefe-, Hopfenaromen	
Kaffearomen	
künstliche Fruchtaromen	
Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettich	
Furane (Brotaromen)	
Ketone (zB. Aceton od. MEK)	{(CH ₃) ₂ CO, (CH ₃)CO(C ₂ H ₅)} (NH ₂ R, NHR ₂ , NR ₃)
teilweise Amine	
Parfüms, Duftstoffe	



eVALC Filter

Art.nr. 1110995

for samples with little alcohol only / pour des échantillons avec très peu d'alcool seulement / für Proben mit nur wenig Alkohol.

