


50 11 T



 **CRISON**

50 11 T



1 Conector BNC + banana.
Connettore BNC + banana.
Connecteur BNC + banana.
Connector BNC + banana.

2 Cable fijo (estándar 1 m).
Cavo fisso (standard 1 m).
Câble fixe (standard 1 m).
Fixed cable (standard 1 m).

3 Protector de almacenamiento.
Protettore per la conservazione.
Protecteur de stockage.
Storage protector.

4 Electrolito de referencia.
Elettrolita di riferimento.
Électrolyte de référence.
Reference electrolyte.

5 Elemento de referencia.
Elemento di riferimento.
Élément de référence.
Reference element.

6 Diafragma abierto circular.
Diaframma aperto circolare.
Diaphragme ouvert circulaire.
Open, circular diaphragm..

7 Membrana sensible.
Membrana sensibile.
Membrane sensible.
Sensitive membrane.

8 Sensor de temperatura, Pt 1000.
Sensore di temperatura, Pt 1000.
Capteur de température, Pt 1000.
Temperature sensor, Pt 1000.

Electrodo de pH 50 11 T

Introducción

El **50 11 T** es un electrodo de pH con sensor de temperatura incorporado y de bajo mantenimiento que no precisa el control y relleno periódico de electrolito.

Su diafragma abierto alrededor de la membrana permite el contacto directo entre la muestra y el electrolito de referencia eliminando los clásicos problemas de obturación del diafragma.

Preparación del electrodo

Extraer, desenroscándolo, el protector de almacenamiento ③.

Verificar que no hay burbujas de aire en el interior de la membrana ⑦. Se eliminan sacudiéndolo como un termómetro clínico.

Calibración

⚠ *Consulte el manual de su pH-metro.*

Medición. Recomendaciones

- Tanto la calibración como la medición, deben realizarse con una ligera agitación de la muestra, la misma en ambos casos.
- La muestra debe cubrir el diafragma ⑥.
- Tras la medición, lavar el electrodo. Secarlo con un papel suave, sólo por contacto, sin frotar.
- Entre medidas mantener la membrana sumergida en una disolución acuosa. El protector de almacenamiento, con un poco de electrolito, es lo más adecuado.

⚠ *No dejar el electrodo en agua destilada.*

No dejar el electrodo en soluciones con $pH < 2$.

Mantenimiento

- Mantener limpia la superficie de la membrana ⑦. No frotarla y protegerla de golpes y rozaduras.
 - Cuando los electrodos se ensucian, el simple lavado con agua destilada puede ser insuficiente. La disolución de limpieza más adecuada es la que actúa de modo más selectivo sobre la suciedad.
- Proteínas: Sumergir el electrodo en una disolución de NaOH 2% durante aprox. 20 min.

Grasas, aceites: Lavar el electrodo con etanol o con agua del grifo templada (aprox. 40°C) y jabón.

Después lavar con abundante agua destilada y dejar reposar en el electrolito de referencia.

Que hacer cuando...

... el pH-metro siempre marca el mismo valor.

Cortocircuito en el electrodo o conector.

Sustituir el electrodo.

... la lectura es inestable.

Burbujas de aire en la membrana.

Sacudir el electrodo como un termómetro.

... es imposible efectuar una calibración.

... la respuesta del electrodo es muy lenta.

Suciedad en la membrana.

Membrana deshidratada.

Electrodo envejecido por el uso.


Limpiar, regenerar o sustituir el electrodo.

Almacenamiento


Colocar al electrodo el protector de almacenamiento ③ con el electrolito adecuado (Crisolyt G, KCl con glicerina).

Duración

La "esperanza de vida" media de un electrodo de pH es de un año. Este tiempo puede variar en función de las condiciones de trabajo. Un electrodo utilizado más de seis meses que no responde correctamente después de haber realizado el tratamiento adecuado, debe ser reemplazado por uno nuevo.

 Si la duración del electrodo es inferior a 3 meses, consúltenos. Posiblemente existan modelos más adecuados a su aplicación.

Especificaciones

Escala de pH	2... 14
Temperatura trabajo	0... 80 °C
Elemento referencia	alambre de Ag recubierto de AgCl, enfundado
Diafragma	abierto, circular
Electrolito	sólido
Material cuerpo	vidrio
Inmersión mínima	15 mm 
Sensor de temperatura	Pt 1000

Aplicaciones

Alimentación, medios viscosos, muestras sucias, etc.

Limitaciones

Muestras con valores inferiores a pH 2.
Soluciones de muy baja conductividad, agua destilada.
Temperaturas superiores a los 80 °C.

Garantía

El plazo de validez es de 6 meses a partir de la fecha de expedición del electrodo.

La **garantía cubre** los posibles defectos de fabricación.

La **garantía no cubre**:

- Los daños causados por accidente.
- La utilización en aplicaciones inadecuadas.
- El uso incorrecto del electrodo.
- El desgaste normal por el uso.

CERTIFICADO DE CALIDAD



El electrodo 50 11 T adjunto ha superado el test de calidad cumpliendo con las siguientes especificaciones:

- Potencial de asimetría $< \pm 15$ mV.
- Sensibilidad, pH 4...7 (a 25 °C) $> 98\%$.
- Tiempo de respuesta, pH 4...7 < 20 s
- Error temperatura $\leq 0.5^\circ\text{C}$

Elettrodo di pH 50 11 T

Introduzione

Il **50 11 T** è un elettrodo di pH con C.A.T. Pt 1000 incorporato, a bassa manutenzione che non necessita di controllo e rabbocco periodico dell'elettrolita.

Il diaframma aperto intorno alla membrana permette il contatto diretto tra il campione e l'elettrolita di riferimento eliminando i classici problemi di otturazione del diaframma.

Preparazione dell'elettrodo

Estrarre, svitando, il protettore di immagazzinamento ③.

Verificare che non siano presenti bolle di aria all'interno della membrana ⑦. Si eliminano scuotendolo come un termometro clinico.

Calibrazione

⚠ *Attenersi al manuale del pH-metro.*

Misura. Raccomandazioni

- Tanto la calibrazione quanto la misura, devono realizzarsi con una leggera agitazione del campione, la stessa nei due casi.
- Misurando, il diaframma ⑥ deve rimanere immerso nella soluzione.
- Dopo la misura, lavare l'elettrodo con acqua, asciugare il vetro con una carta soffice per contatto e senza strofinare.
- Prima di misurare mantenere la membrana sommersa in una soluzione acquosa. Il protettore con un po' di elettrolita è la soluzione ideale.

⚠ *Non deve mai rimanere immerso in acqua distillata.*

Non deve mai rimanere immerso in una soluzione con $pH < 2$.

Manutenzione

- Mantenere pulita la superficie della membrana ⑦. Evitare strofinamenti o urti.
 - Quando gli elettrodi si sporcano, spesso il semplice lavaggio con acqua distillata è insufficiente. La soluzione di pulizia più indicata è quella che agisce nel modo più selettivo sul deposito formato.
- Proteine: Immergere l'elettrodo in una soluzione di NaOH 2% per circa 20 min.

Grassi, oli: Lavare l'elettrodo con etanolo o con acqua potabile calda (circa. 40 °C) e sapone.

Successivamente lavare con abbondante acqua distillata e lasciare riposare nell'elettrolita di riferimento.

Cosa fare quando...

... il pH-metro segna sempre lo stesso valore.

Corto circuito nell'elettrodo o connettore.

Sostituire l'elettrodo.

... lettura instabile.

Presenza di bolle d'aria nella membrana.

Agitare come un termometro.

... è impossibile effettuare la calibrazione.

... la risposta dell'elettrodo è lenta.

Sporcizia nel o membrana

Membrana disidratata.

Elettrodo invecchiato dall'uso.

Pulire, rigenerare o sostituire l'elettrodo.

Immagazzinamento

Mettere l'elettrodo dentro il suo protettore ③ con Crisolylt G (KCl con glicerina).


Durata

La "speranza di vita" media di un elettrodo pH è di un anno. Questo tempo può variare in funzione delle condizioni di lavoro.

Un elettrodo utilizzato per più di 6 mesi, che non risponde adeguatamente anche dopo avere eseguito i trattamenti adeguato, deve essere sostituito con uno nuovo.

⚠ Se la durata dell'elettrodo è inferiore a 3 mesi, consultateci. Probabilmente esistono elettrodi più indicati per le vostre applicazioni.

Specifiche

Scala di pH	2 ... 14
Temp. di lavoro	0 ... 80 °C
Elemento riferimento	filo di Ag ricoperto di AgCl, foderato
Diaframma	aperto, circolare
Elettrolita	solido
Materiale corpo	vetro
Immersione minima	15 mm 
Sensore di temperatura	Pt 1000

Applicazioni

Alimentazione, ambiente viscoso, campioni sporchi, ecc.

Limiti

Soluzioni a pH inferiore ai 2.

Soluzioni con conducibilità molto bassa, acqua distillata.

Temperature superiori ai 80 °C.

Garanzia

CRISON garantisce gli elettrodi di pH unicamente contro difetti di produzione.

Decorrenza: 6 mesi a partire dalla data di spedizione.

Limitazioni:

- Danni causati da incidenti.
- Utilizzo nelle applicazioni inadeguate.
- Inosservanza delle raccomandazioni.
- Guasto dovuto al normale utilizzo.

CERTIFICATO DI QUALITÀ



L'elettrodo 50 11 T allegato ha superato il controllo di qualità in quanto risponde alle seguenti specifiche:

- Potenziale di asimmetria $< \pm 15$ mV.
- Sensibilità, pH 4...7 (a 25 °C) $> 98\%$.
- Tempo di risposta, pH 4...7 < 20 s.
- Errore temperatura $\leq 0.5^\circ\text{C}$.

Électrode de pH 50 11 T

Introduction

La **50 11 T** c'est une électrode de pH avec C.A.T. Pt 1000 incorporé, d'entretien minimum, car le niveau de l'électrolyte ne doit pas être ni contrôlé ni réajusté. Le diaphragme ouvert autour de la membrane permet le contact direct entre l'échantillon et l'électrolyte de référence, ceci en évitant des problèmes d'obturation du diaphragme.

Préparation de l'électrode

Extraire le tube protecteur de stockage ③.

Vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air à l'intérieur de la membrane ⑦. Pour les éliminer, secouer l'électrode comme s'il s'agissait d'un thermomètre médical.

Étalonnage

⚠ *Se référer au manuel du pH-mètre utilisé.*

Mesurer. Recommandations

- On doit réaliser l'étalonnage et la mesure avec une légère agitation de l'échantillon, identique dans les deux cas.
- L'échantillon doit couvrir le diaphragme ⑥.
- Après une mesure, nettoyer immédiatement l'électrode. Sécher avec un papier doux, seulement par contact, sans frottement.
- Entre chaque mesure, maintenir la membrane immergée dans une solution aqueuse. Le tube protecteur de stockage est le plus adapté.

⚠ *Ne jamais laisser l'électrode immergée dans de l'eau distillée.*

Ne jamais laisser l'électrode immergée dans de une solution avec $pH < 2$.

Entretien

- Maintenir propre la surface de la membrane ⑦. Bien protéger de coups et éraflures.
- Quand les électrodes deviennent sales, un simple nettoyage avec de l'eau distillé peut être insuffisant. La solution de nettoyage conseillée est celle qui agit de façon la plus sélective sur la saleté.

Protéines: Submerger l'électrode dans une solution de NaOH 2% pendant 20 min. aprox.

Matières grasses, huiles: Nettoyer l'électrode avec éthanol ou avec de l'eau tempérée (40 °C aprox.) et du savon.

Ensuite nettoyer avec de l'eau distillée et laisser reposer dans l'électrolyte de référence.

Que faire quand...

... le pH-mètre indique toujours la même valeur.

Court-circuit dans l'électrode ou connecteur.

Remplacer l'électrode.

... la lecture est instable.

Présence de bulles d'air dans la membrane.

Secouer comme un thermomètre.

... l'étalonnage s'avère impossible.

... la réponse de l'électrode est lente.

Saleté dans la membrane.

Membrane déshydratée.

Électrode vieillie par l'usage.

Nettoyer, régénérer ou remplacer l'électrode.

Stockage

Placer le tube protecteur de stockage ③ rempli avec Crisolylt G (KCl avec glycérine) sur l'électrode.


Durée de vie

«L'espérance de vie» moyenne d'une électrode de pH est d'un an. Ce temps peut varier en fonction des conditions de travail.

Une électrode utilisée plus de six mois, qui ne répond pas convenablement après avoir réalisé le traitement adéquat, doit être remplacée par une nouvelle électrode.

⚠ Si la durée de l'électrode est inférieure à 3 mois, nous consulter. Il y a peut-être des modèles plus adaptés à votre application.

Spécifications

Échelle de pH	2 ... 14
Temp. de travail	0 ... 80 °C
Élément de référence	fil en Ag gainé recouvert d'AgCl gainé
Diaphragme	ouvert circulaire
Électrolyte	solide
Matériau corps	verre
Immersion minimum	15 mm 
Capteur de température	Pt 1000

Applications

Alimentation, milieux visqueux, échantillons sales, etc..

Limitations

Mesures avec des valeurs inférieures à un pH de 2.

Solutions de très faible conductivité, eau distillée.

Températures supérieurs à 80 °C.

Garantie

CRISON garantit les électrodes de pH contre les défauts de fabrication.

Validité: 6 mois après la date d'expédition.

Limites:

- Dommages accidentels.
- Applications inadéquates.
- Non-respect des recommandations.
- Usure normale de l'électrode.

CERTIFICAT DE QUALITÉ



L'électrode 50 11 T ci-jointe a passé le test de qualité et accomplit les spécifications suivantes:

- Potentiel d'asymétrie $< \pm 15$ mV.
- Sensibilité, pH 4...7 (à 25 °C) $> 98\%$.
- Temps de réponse, pH 4...7 < 20 s.
- Erreur température $\leq 0.5^\circ\text{C}$

Introduction

The **50 11 T** is a pH low maintenance electrode, as it does not require monitoring of electrolyte level, with built-in A.T.C. Pt 1000. The open diaphragm allows direct contact between the sample and the reference electrolyte. This avoids the classical problem of diaphragm clogging.

Electrode preparation

Remove the storage protector containing electrolyte by unscrewing it ③.

Verify that there are not air bubbles inside the membrane ⑦. They can be removed by shaking the electrode as a clinical thermometer.

Calibration

⚠ See *pH-meter instruction manual*.

Measurements. Recommendations

- During calibration and measurement the buffers and the samples must be slightly stirred. The stirring speed should be identical in both cases.
- The sample must cover the electrode's diaphragm ⑥.
- After measurement, rinse the electrode with distilled water. Dry it with soft tissue, only by contact, without rubbing.
- Between measurements the electrode's membrane should be immersed in aqueous solution. The most appropriate place is the storage protector with some electrolyte.

⚠ Do not leave the electrode immersed in distilled water.

Do not leave the electrode immersed in solutions with $\text{pH} < 2$.

Maintenance

- Maintain the membrane's surface clean ⑦. Protect it from friction or knocking.
- When an electrode gets contaminated, the simple rinsing with distilled water is not sufficient. The most suitable cleaning solution is one which acts in a more selective way over the contamination.

Proteins: Immerse the electrode in 2% NaOH solution during approx. 20 min.

Fats, oils: Wash the electrode with ethanol or soapy tap water at approx. 40°C.

Afterwards, rinse the electrode with plenty of distilled water and leave for rest in the reference electrolyte.

Troubleshooting

... the pH-meter always measures the same pH value.

Short circuit in the electrode or connector.

Substitute the electrode.

... unstable reading.

Air bubble in the membrane.

Shake the electrode as a thermometer.

... impossible to perform calibration.

... very slow response.

Dirt on the membrane.

De-hydrated membrane.

Electrode ageing or wear.

Clean, regenerate or substitute the electrode.

Storage

Place the electrode in the storage protector ③ with Crisolyt G (KCl with glycerine).


Life of an electrode

The average life expectancy of a pH electrode is approximately one year depending on the working conditions.

An electrode used for more than six months that does not respond appropriately after regeneration, must be replaced by a new one.

⚠ *If an electrode has too short life span, less than three months, ask us about it. Probably there is a more suitable electrode for the application.*

Specifications

pH measuring range	2 ... 14
Operating temp.	0 ... 80 °C
Reference element	sleeved Ag wire coated with AgCl
Diaphragm	open, circular
Electrolyte	solid
Body material	glass
Min. immersion depth	15 mm 
Temperature probe	Pt 1000

Applications

Food industry, viscous media, dirty samples, etc.

Limitations

Samples with pH < 2.

Temperatures exceeding 80 °C.

Samples with low conductivity, distilled water.

Warranty

CRISON guarantees this electrode against manufacturing defects.

Validity: 6 months from shipment date.

Limitations:

- Accidental damage.
- Inadequate applications.
- Non-fulfilment of the recommendations.
- Normal wear and tear of the electrode.

QUALITY CERTIFICATE



The attached electrode 50 11 T has passed the quality test and follows the next specifications:

- Asymmetry potential < ± 15 mV.
- Sensitivity, pH 4...7 (at 25 °C) > 98%.
- Response time, pH 4...7 < 20 s.
- Temperature error $\leq 0.5^\circ\text{C}$



CRISON INSTRUMENTS, S.A.

Riera Principal 34 - 36
08328 ALELLA (Barcelona)

Service

Tel.: +34 935 550 318
Fax: +34 935 400 857
E-mail: service@crison.es



Tel.: +39 059 651 922
Fax: +39 059 652 011
E-mail: crison@crison.it

www.crisoninstruments.com