



LIQUIDO UNIVERSALE PROFESSIONALE PER LA PULIZIA AD ULTRASUONI

AVVERTENZE

R 36/38 Irritante per gli occhi.
R 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi la faccia e gli occhi.

S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S26: In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare un medico.

S46: In caso di ingestione consultare immediatamente un medico.

Il liquido contiene tensioattivi anionici e non ionici mediamente biodegradabili oltre al 90%.

Prodotto per uso professionale.
pH 11-12 in soluzione al 5%

CAMPI D'UTILIZZO

Viene utilizzato per la pulizia degli strumenti da laboratorio, di vetreria, materiali sintetici, ceramici, in resina e minuteria metallica.

Per ogni litro di soluzione utilizzare 20 ml di prodotto.
Soluzione al 5%

FALC INSTRUMENTS s.r.l.
Via G. Monzio Compagnoni, 2
24047 Treviglio (BG) - ITALY
Tel. +39-0363.304660
Fax +39-0363.304395
e-mail: falc@falcinstruments.it
web site: www.falcinstruments.it



PRODOTTO PER USO TECNICO PROFESSIONALE
DURANTE L'IMPIEGO SI CONSIGLIA L'USO DI
GUANTI, OCCHIALI E MASCHERA

1000ml