

3M Science.
Applied to Life.™

La tecnologia delle sfere abrasive
progettate per rompere il biofilm e
migliorare la raccolta dei campioni

Imbevuto con neutralizzatore
ad ampio spettro

Un nuovo standard della campionatura.

Ottieni più efficienza con il
3M™ Environmental Scrub Sampler.

Adesso puoi aggiungere un nuovo prodotto per la campionatura al tuo programma di monitoraggio ambientale che è progettato per essere compatibile con le piastre 3M™ Petrifilm™ e il sistema di rilevazione molecolare 3M™, oltre ad essere efficace nel neutralizzare i disinfettanti comunemente utilizzati nell'industria alimentare.

AOAC® Performance Tested Methods™ (certificato n. 022104).*

**Richiedi un test gratuito alla pagina
3M.com/SampleCollection.**

* Il 3M Environmental Scrub Sampler con 10 ml di neutralizzatore ad ampio spettro è il primo e unico dispositivo per il prelievo di campioni con soluzione neutralizzante che è stato approvato dal programma AOAC® Performance Tested Methods™.





Presentazione di una nuova funzionalità.

Vorrai maggiori informazioni sul 3M™ Environmental Scrub Sampler con 10 ml di neutralizzatore ad ampio spettro, una soluzione innovativa per il prelievo di campioni microbici ambientali. Neutralizza efficacemente i disinfettanti comunemente utilizzati e consente un tempo di conservazione del campione fino a 96 ore. Il bastoncino è progettato per essere ergonomico, per rilevare la presenza di metalli e, per una maggiore facilità d'uso, la spugna si rimuove in un solo passaggio.

3M™ Environmental Scrub Sampler

- 1 Il design del bastoncino ergonomico si adatta a diversi tipi di impugnatura
- 2 Il bastoncino contiene un additivo per la rilevazione dei metalli
- 3 Colore luminoso per una maggiore visibilità negli stabilimenti di trasformazione alimentare
- 4 Distacco dalla spugna in un solo passaggio
- 5 Rimane integro quando la campionatura avviene su superfici ruvide
- 6 Prodotto in composito multistrato non in tessuto progettato per la raccolta, il rilascio e l'assorbimento
- 7 Imbevuto con 10 ml neutralizzatore ad ampio spettro proprietario
- 8 La tecnologia delle sfere abrasive progettate per rompere il biofilm e migliorare la raccolta dei campioni



Descrizione	N. catalogo	Quantità
Bastoncino 3M™ Environmental Scrub Sampler con 10 ml di neutralizzatore ad ampio spettro	ESS10WSN	100/ confezione
3M™ Environmental Scrub Sampler con 10 ml di neutralizzatore ad ampio spettro e guanti	HES10WSN2G	100/ confezione



Guarda il 3M™ Environmental Scrub Sampler in azione.

Neutralizzatore ad ampio spettro

- ▶ Formulato per neutralizzare con efficacia i comuni disinfettanti, inclusi i disinfettanti molto acidi e quelli a base di cloro, perossido di idrogeno e acido periossiacetico
- ▶ Privo di componenti allergenici noti, inibitori PCR noti, materiali di origine animale e componenti realizzati da organismi geneticamente modificati (OGM)
- ▶ Progettato per essere compatibile con le piastre 3M™ Petrifilm™ e il sistema di rilevazione molecolare 3M™
- ▶ Possiede un tempo di conservazione del campione fino a 96 ore

Introducilo nel vostro programma di monitoraggio ambientale sulla pagina [3M.com/SampleCollection](https://www.3m.com/SampleCollection).