

3M Science.
Applied to Life.™

La bioluminescenza applicata al controllo della linea di produzione

Sistema di monitoraggio e gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™



Sempre pronto quando ti serve

Test ATP 3M™ Clean-Trace™

I test inefficienti sono uno spreco di tempo. Oggi occorre poter intervenire rapidamente e ottenere subito campioni affidabili. I test ATP di Clean-Trace sono dotati di un design intuitivo semplice da usare, grazie a una forma allungata e flessibile che ti permette di campionare anche le aree più difficili da raggiungere. I tamponi, realizzati con elevata standardizzazione, pensando a chi li deve utilizzare, sono portatili e semplici da attivare con una sola mano.

Design flessibile per raggiungere anche le aree più difficili

Facile attivazione, maggiore efficienza

Pre-umidificato e subito pronto all'uso, in ogni momento



Il monitoraggio dell'igiene ha un nuovo protagonista

Luminometro 3M™ Clean-Trace™

Il luminometro Clean-Trace, appena riprogettato, garantisce una migliore facilità d'uso, risultati in tempi più rapidi e un pratico funzionamento, anche con una sola mano. Il suo design ergonomico semplifica le analisi, riducendo al minimo i costi e i tempi di formazione. Grazie a un grado più elevato di ripetibilità e alla variabilità minore del settore in esame, otterrai risultati accurati e assolutamente attendibili.



Semplice funzionamento con una sola mano per lo svolgimento di più attività contemporaneamente

Funzionalità wireless con tecnologia Bluetooth®

Nuovo design ergonomico, pratico da impugnare



Potente Flessibile Indispensabile

Software di gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™

Basta perdere tempo alla ricerca dei documenti. Dotato di un cruscotto riprogettato per creare, archiviare e recuperare i report in tutta rapidità e semplicità, il software di gestione dell'igiene Clean-Trace trasforma i dati in informazioni e consente di identificare le cause principali di non conformità e di intervenire tempestivamente. Il software è ancora più intuitivo e facile da usare, con pratiche funzionalità wireless e di rete. Sfrutta i tuoi dati per identificare tendenze dell'ambiente produttivo, ottimizzare la produttività e aggiungere valore ad ogni processo.



Dati utili per le tue analisi

I dati in sé non sono molto utili se non vengono semplificati, uniformati e presentati come informazioni in grado di orientare decisioni migliori e più consapevoli. Con il software di gestione dell'igiene Clean-Trace puoi individuare rapidamente il punto in cui si è verificato un problema di pulizia e intervenire immediatamente, evidenziando le aree più critiche e anticipando i possibili punti problematici. Puoi migliorare la coerenza tra metodo di pulizia e il controllo e garantire un'igienizzazione adeguata sin dalle prime fasi per ridurre i tempi di inattività e ottimizzare i tempi di produzione. Grazie a queste caratteristiche puoi prevenire proattivamente piccoli problemi prima che si amplifichino.


- ▶ Software semplice e intuitivo che ottimizza la produttività
- ▶ Cruscotto riprogettato che consolida le informazioni
- ▶ Trasferimento dei dati wireless che semplifica i carichi di lavoro
- ▶ Traferimento dei dati, generazione e distribuzione di report automatizzati

Test che scavano in profondità

Quando gli altri si affidano a te per identificare e gestire i rischi, hai bisogno di informazioni accurate. Per poter adottare con competenza queste decisioni ad alto rischio è necessario molto più di un semplice esame visivo. Hai bisogno di risultati più rapidi rispetto a quelli offerti dai test microbiologici. Hai bisogno di un sistema completo e affidabile che ti aiuti a gestire le tue attività di monitoraggio dell'igiene al fine di prendere le giuste decisioni e accelerare il processo.

	Esame visivo	Test microbiologici	Test ATP
Rapidità	+	-	+
Sensibilità	-	+	+
Misurazioni quantitative	-	+	+
Rilevamento dei residui di prodotto	+	-	+
Semplicità	+	-	+

I microbi e i residui di prodotto contengono adenosina trifosfato (ATP), un indicatore di residui biologici facilmente rilevabile per misurare rapidamente i livelli di pulizia. Diversamente da altri metodi, i test ATP sono rapidi, sensibili, quantitativi, efficaci e semplici.



Supporto tecnico sempre disponibile

La protezione della catena alimentare a livello globale rappresenta una gravosa responsabilità, ma 3M è sempre al tuo fianco. Abbiamo persone disponibili a supportarti localmente attraverso assistenza tecnica e un servizio eccezionale. Il nostro obiettivo è aiutarti a prevenire i rischi e a migliorare le operazioni per ogni lotto, in ogni turno e ogni giorno.

Per altre informazioni sul modo in cui il sistema di monitoraggio e gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™ può aiutarti a proteggere il tuo marchio e la tua azienda, contatta il rappresentante 3M locale o visita il sito Web all'indirizzo 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

Per ulteriori informazioni sul Sistema di monitoraggio e di gestione dell'igiene 3M™ Clean-Trace™: go.3M.com/clean-trace-hygiene-monitoring3



3M Italia Srl
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)
Italia

Tel: (+) 39 02 7035 3537

Informazioni

- ▶ Luminometro e data trending software 3M™ Clean Trace™*

Prodotto Descrizione

LM1 1/confezione

* Computer non incluso.

- ▶ Test ATP delle superfici 3M™ Clean-Trace™

Prodotto Descrizione

UXL100 100/confezione

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ Water Plus - Test ATP totale

Prodotto Descrizione

AQT200 100/confezione

- ▶ 3M™ Clean-Trace™ - Test ATP libero

Prodotto Descrizione

AQF100 100/confezione



foodbeverage3mitaly@mmm.com
www.3mitalia.it

© 3M 2016. Tutti i diritti riservati. 3M e Clean-Trace sono marchi di 3M. Il marchio Bluetooth® e i relativi logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di 3M è soggetto a condizioni di licenza.

70-2011-5084-7 EMEA