



SANGUE DI MONTONE

REF *	CONFEZIONE
1405	1 flacone da 25 ml
1401	1 flacone da 50 ml
1402	1 flacone da 100 ml
1403	1 flacone da 250 ml

* disponibile anche in quantità superiori in sacche.

1. MODALITA' DI PRELIEVO

Il sangue viene prelevato sterilmente dalla giugulare dell'animale e defibrinato meccanicamente senza aggiunta di anticoagulanti. Il sangue proviene da animali sani, esenti da malattie infettive e infestive, non trattati con terapia antibiotica e sotto costante controllo veterinario.

2. CONTROLLI

Ad ogni prelievo viene effettuato l'ematocrito e il controllo di sterilità.

3. IMPIEGO

Il sangue può essere utilizzato sia come fattore di arricchimento, sia come elemento diagnostico per la messa in evidenza della produzione di emolisina da parte di Stafilococchi, Streptococchi.

4. CONSERVAZIONE

Conservare il flacone a 2-8°C
Il prodotto ha validità 30 gg.