

HI 1053B

Elettrodo per prodotti semisolidi, connettore BNC



Specifiche

Parametro	Valore
Tipo elettrodo:	pH combinato
Tipo connettore:	BNC
Sistema di riferimento:	singolo Ag/AgCl
Giunzione:	ceramica doppia
Elettrolita:	KCl 3,5M + AgCl
Pressione max.:	0,1 bar
Scala:	pH da 0 a 12
Temp. di lavoro:	da -5 a 100°C
Temp. consigliata:	da -5 a 30°C (da 23 a 86°F)
Punta:	conica (12 x 12 mm)
Corpo:	Vetro
Cavo:	coassiale, 1 metro di lunghezza
Matching Pin:	No

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
