

HI 70300L

Soluzione conservazione elettrodi



Descrizione

Soluzione per la conservazione degli elettrodi, flacone da 500 ml

L'uso di soluzioni di calibrazione e di pulizia è fondamentale per un corretto uso degli elettrodi e per ottenere sempre la massima ripetibilità e accuratezza delle misure, difatti spesso le misure non risultano corrette a causa di una cattiva manutenzione dei sensori.

La vasta gamma di soluzioni HANNA, prodotte con strumenti calibrati con riferimento a standard NIST di elevata precisione, garantisce una corretta calibrazione e pulizia di elettrodi e sonde.

Per informazioni su come utilizzare e conservare al meglio le soluzioni HANNA, si veda la pagina:

[Avvertenze per l'utilizzo delle soluzioni tampone](#)

Specifiche

Parametro	Valore
Tipo Soluzione:	Soluzione di conservazione elettrodi
Confezione:	flacone
Volume:	500 ml
Certificato di Analisi:	Non disponibile

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
