

Cod.N° 6101

NOME DEL KIT : HCK COLORTEST AMMONIACA

TIPO DI ANALISI: colorimetrica

METODO DI ANALISI: Nessler

SENSIBILITA': 0,25 ppm NH<sub>3</sub>

CONTENUTO DEL KIT:

- 2 flaconi reagente Ammoniaca A
- 1 flacone reagente Ammoniaca B
- 2 provette da 20cc con tappo
- 1 siringa prelievo campione
- 1 comparatore ottico
- 1 scala cromatica
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- L'analisi secondo Nessler è un metodo classico, sperimentato da un secolo. Il metodo all'indofenolo offre una maggiore sensibilità.
- Il comparatore ottico contenuto nella confezione consente di effettuare il confronto del colore tra due provette contenenti la medesima quantità di acqua, a tutto vantaggio della precisione.
- I kit HYDROCHECK (acquistabili direttamente) consentono di effettuare molte analisi precise con un costo per analisi molto contenuto. Se la precisione non è particolarmente importante e le analisi da effettuare sono poche, può essere conveniente l'impiego dei kit DROPS, il cui costo per confezione è notevolmente inferiore (da acquistare tramite rivenditori)

RICAMBI DISPONIBILI

❖ ricambio spectratest ammoniaca Nessler  
contenuto:

- 6 flaconi reagente Ammoniaca A
- 3 flaconi reagente Ammoniaca B

Cod.N° 6401

❖ provetta da 20cc, confezione da 10

Cod.N° 3310

SCHEDA DI SICUREZZA: 6101