

**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

**REF: C200P110G** CONTENITORE 200 ML. IN PP TAPPO A VITE GIALLO

**IMBALLO:**

SCATOLA DA 150PZ. PESO KG. 5,40 – 3600 PZ X PALLET



**CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Stato microbiologico	<b>NON STERILE</b> <b>NOT STERILE</b>
Materiale Contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE
Materiale Tappo	POLIETILENE (HDPE)
Colori disponibili per il tappo	GIALLO
Capacità	200 ml
Peso (g)	25,00 ±1



**DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO**  
**DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE**

**Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2017/746**

Anicrin S.r.l.  
Via Moglianese, 44/L  
I-30037 SCORZÉ (VE)  
p: +39 041 445660  
e: info@anicrin.com  
www.anicrin.com

**RACCOMANDAZIONI D'USO** (a carattere esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratori,
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione,
- Non utilizzare il prodotto scaduto,
- Non variare la destinazione d'uso,
- Prodotto non adatto ai bambini,
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente.

**DESTINAZIONE D'USO**

I dispositivi della famiglia “**Contenitori**” sono prodotti monouso destinati all' uso in laboratorio per contenere liquidi biologici per analisi diagnostiche in vitro.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO**

L'uso e la manipolazione dei dispositivi è **riservata al personale medico e tecnico** con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

**CLASSIFICAZIONE**

I dispositivi in oggetto sono di classe di rischio A, in accordo alla regola 5 dell'Allegato VIII del Regolamento UE 2017/746.

**MATERIALI USATI PER LA PRODUZIONE**

I materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stati selezionati sulla base delle proprietà indicate per le destinazioni d'uso individuali.

I dispositivi relativi alla famiglia **Contenitori** sono composti da:

**Contenitore in polipropilene (PP)**

**Tappo in polietilene(HDPE)**

Il **polipropilene** è una resina termoplastica, leggermente opaca, usata per la produzione di contenitori biologici e provette destinate alla sterilizzazione in autoclave. Ottima resistenza chimica ai solventi ed alla centrifugazione.

Il **polietilene** è un polimero termoplastico, leggermente opaco, leggero, infrangibile, ottima resistenza chimica, buona resistenza ai solventi.

**MATERIALI USATI PER IL CONFEZIONAMENTO**

Film coestruso **coex**: materiale trasparente, neutro, adatto al confezionamento di prodotti medicali e alimentari. Tutti i componenti utilizzati per l'imballaggio sono prodotti in materiali non inquinanti, idonei allo scopo a cui sono destinati.

TdS: REV. 22.01

Document Format: A18.3