



Sacco srl

Via Manzoni 29/A 22071 Cadorago Co
Tel 031 8866611 Fax 031 8866699
<http://www.saccosrl.it>
email: labo@saccosrl.it

Scheda tecnica

Centrifuga K-390 DC

Centrifuga da tavolo
per la determinazione del grasso
nel latte e derivati, secondo
il metodo Gerber.

Freno elettromagnetico automatico.

Variatore di giri con possibilità
di contagiri digitale (opzionale).

Sensore antishock di sicurezza.

A 8/12 posti ditali fissi.

A 8/12/24/36 posti ditali oscillanti.

Costruita nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza.



Centrifuga K-390 DC

Caratteristiche tecniche

Costruzione

Struttura prismatica in lamiera d'acciaio da 15/10 con verniciatura antiacida polimerizzata a fuoco. Coperchio in metallo con incorporata cupola in plexiglass. Riscaldamento interno mediante resistenza corazzata termostata. Motore ventilato e supportato da sospensioni elastiche con freno elettromagnetico automatico incorporato.

Velocità

1200 giri/minuto, secondo il metodo Gerber.

Un regolatore fine di velocità permette di controllarla con precisione

Riscaldamento

Ottenuto mediante resistenza corazzata da 400 Watt.

Controlli Elettronici

Termoregolatore digitale impostato a 65°C come da metodo Gerber, impostabile fino a 90°C.

Controllo del tempo di centrifugazione tramite timer digitale con conteggio dei minuti/secondi mancanti al termine della centrifugazione.

Segnale acustico di fine lavoro. Possibilità di avere il contagiri digitale.

Blocco coperchio

Serratura elettromagnetica temporizzata che non permette l'apertura del coperchio durante il funzionamento, consentendo l'apertura del medesimo solo dopo l'arresto del motore.

Dimensioni & Peso

cm. 55x55x45 (massimo ingombro)
40 kg

Tensione di funzionamento

230 V
Frequenza 50-60 Hz

Potenza assorbita

550 Va

Sicurezza

Sensore anti-shock che blocca la centrifuga in caso di errata bilanciatura o rottura dei butirrometri.

Protezione

Due fusibili (fase e neutro) da 10A

Cavo di connessione

m. 1,5 tripolare sezione utile
Sezione utile mm 2,5 cadauno

Nell'ordine, scritto o telefonico, si prega di citare il numero di codice.

Mod.K-390 DC per 8 posti a ditali fissi	060 310 DC
Mod.K-390 DC per 12 posti a ditali fissi	060 311 DC
Mod.K-390 DC per 8 posti a ditali oscillanti	060 312 DC
Mod.K-390 DC per 12 posti a ditali oscillanti	060 313 DC
Mod.K-390 DC per 24 posti a ditali oscillanti	060 314 DC
Mod.K-390 DC per 36 posti a ditali oscillanti	060 315 DC

