



## ADDISTA Soluzione standard multiparametrica

Codice prodotto: LCA704

Sistema per garanzia di qualità analitica (AQA), composto da una soluzione combinata standard/spiking e due soluzioni per Ring Test interlaboratorio.

Utilizzabile con i test in cuvetta

- LCK153 Solfato, 40 - 150 mg/L  $\text{SO}_4$
- LCK305 Ammonio, 1 - 12 mg/L  $\text{NH}_4\text{-N}$
- LCK311 Cloruro, 1 - 70 mg/L Cl
- LCK314 COD, 15 - 150 mg/L  $\text{O}_2$
- LCK340 Nitrato, 5 - 35 mg/L  $\text{NO}_3\text{-N}$
- LCK349 Fosfato (orto), 0,05 - 1,5 mg/L  $\text{PO}_4\text{-P}$
- LCK385 TOC, 3 - 30 mg/L C

### Specifiche Tecniche

Condizioni di stoccaggio	2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)
Descrizione	Soluzione standard ADDISTA monoparametrica
Parametro	ADDISTA
Platform	LCA

Soggetto a modifiche.