

**Frigorifero LABOR 1500 LUX ECT-F**[← BACK](#)[vai a VERSIONE ECT-F TOUCH](#)**Caratteristiche**

Campo Temperatura	+2 / +15 °C
Capacità	1355 lt (47,87 cu ft) MORE INFO
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 144 x 82 x 205 MORE INFO
Struttura ed Isolamento	acciaio plastificato bianco antibatterico int/est, oppure int. acciaio inox AISI 304 ed est. acciaio plastificato bianco antibatterico; spessore 70 mm
Piedi	n.4 piedi regolabili in altezza
Porta	n.2 porte cieche in acciaio plastificato bianco, con maniglie ergonomiche a tutta lunghezza
Illuminazione	Full Led
Allestimento Consigliato	n.6 ripiani MORE INFO
Controllore	ECT-F MORE INFO
Allarmi	Acustico-visivi per temperature e guasti
Registrazione dati ed eventi	ultimi 12 eventi rilevabili a display
Refrigerazione	Ventilata forzata
Sbrinamento	Automatico con evaporazione acqua di condensa

Dati Tecnici

Dettagli	MORE INFO
Conformità Direttive	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS) e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet MORE INFO

Accessori

Serratura con chiave
 Porta a vetro
 Ruote a Rullini
 Ripiano supplementare
 Cassetto estraibile in alluminio con divisori
 Frontale in plexiglass per cassetto
 Cestello in filo d'acciaio H mm 148
 Cassetto scorrevole in filo d'acciaio su guide H mm 62
 Rack in filo d'acciaio cm 14 x 50 x 15 H (max 3 per ripiano)
 Contatto secco
 DMLP DIGITAL MONITOR [MORE INFO](#)
 DMLP PRINTER
 Presa interna
 Prese interne (n.2 con On/OFF)
 Foro passacavi mm 35 con tappo
 Foro mm 15
 Sonda umidità
 Sonda PT100 contatti liberi
 Stabilizzatore di tensione di rete
 Frequenza 60 Hz
 Voltaggio 115 V
 Imballo in gabbia