

# new CORIO



## CORIO™ CD

Order No. 9 012 000

Model CD

Working temperature range °C +20 ... +150

Temperature stability °C ± 0.03

Heating capacity kW 2

Pump capacity	l/min	bar
Flow rate / Pressure	15	0.35

Dimensions W x L x H cm  
13.2 x 16 x 36.2

CORIO CD è il nuovo termostato a immersione della linea Corio, viene fornito corredato di un morsetto che ne facilita il montaggio su vasche con volume fino a 50 litri. Può essere equipaggiato con un set pompa opzionale per portare il liquido all'esterno della vasca in circuiti esterni chiusi.

- Controllo preciso della temperatura
- Solo per applicazioni all'interno della vasca
- Per vasche con un volume massimo di 30 litri
- Display di facile lettura, bianco e luminoso
- Facile da utilizzare
- Estremamente silenzioso
- Classe I (NFL) in accordo a DIN 12876-1

Set pompa opzionale  
In pochi istanti è possibile installare un set pompa opzionale che rende il vostro CORIO CD adatto per applicazioni in un circuito esterno chiuso.



## Protezione.

E sicurezza. Le maniglie plastica ergonomiche proteggono le vostre dita calore delle superfici

## Accensione. E partenza.

Facile e intuitivo. Pronto per essere utilizzato con pochi e semplici operazioni

## Unico.

Un design speciale a piramide permette all'acqua di condensa di scivolare via direttamente nella vasca

## Moderno. Affidabile.

Componenti di alta qualità in ogni CORIO – sensori al platino, tecnologia dei motori collaudata, comunicazioni CAN-Bus e molto altro

## Più spazio.

Progettato per un maggiore comfort. Grazie alla serpentina di raffreddamento arretrata lo spazio utilizzabile è maggiore

## In primo piano

Tutti i comandi e le funzioni di sicurezza sono accessibili facilmente e comodamente dal pannello frontale

## Interno. Esterno.

La pompa di circolazione è controllata tramite una leva posta sotto il display. Dalla circolazione interna a quella esterna in un attimo.

## Trasporto. Facile.

Grazie alle maniglie ergonomiche anteriori e posteriori.

## Solido (Sostanzioso).

Perdite di energia minimizzate grazie all'isolamento di alta qualità

## Tecnologia verde.

Costante ricerca di tecnologie di sviluppo e materiali ecocompatibili

## Brillante.

Display brillante e molto luminoso, visibile anche a distanza

## Silenzioso.

I circolatori CORIO™ sono montati su di un cuscino. Questo protegge l'elettronica, riduce il rumore di funzionamento e le vibrazioni.

## Pulizia. Facile.

Design funzionale bello da vedere e facile da pulire

## Risparmia energia.

Come desiderate. Tre modalità a vostra scelta per la vasca refrigerante: sempre accesa, sempre spenta, raffredda solo quando serve.

## ATC.

Calibrazione Temperatura Assoluta, calibrazione a 1 punto (CD)

## Sicurezza.

CORIO CD è conforme alla classe III (F) in accordo alla norma DIN 12876-1 e spegne automaticamente in caso di temperatura eccessiva o basso livello del liquido

## Niente condensa.

CORIO è robusto e affidabile – anche a temperatura ambiente fino a +40°C

## Affidabile.

Il controllore PID1 e l'Active Cooling Control" rendono Corio preciso e stabile.

## USB.

Controllo in remoto più facile. Corio CD è dotato di connettore USB.

## Collegamento. Facile.




I connettori pompa inclinati (M16x1 m) facilitano il collegamento con l'applicazione esterna. Ogni unità è fornita con due raccordi a porta gomma per tubi d.i. 8/12mm

## Manutenzione. Facile.

La griglia di ventilazione ha agganci magnetici e può essere rimossa facilmente e senza cacciaviti per permettere manutenzione e pulizia di routine.

## Blocco.

La spina di alimentazione con bloccaggio garantisce una connessione sempre sicura.



JULABO  
exclusive

JULABO  
exclusive

# TERMOCRIOSTATI

---

CODICE	MODELLO	RANGE TEMP. °C	STABILITA' TEMP. °C	CAPACITA' RISCALDANTE	POMPA l/min - bar	CAPACITA' VASCA	APERTURA VASCA / PROFONDITA'
--------	---------	-------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	------------------------------------

---

## TERMOCRIOSTATI DI CIRCOLAZIONE (applicazioni all'interno e all'esterno della vasca)

9012701	<b>CD-200F</b>	-20...150	0,03	2 kW	15 - 0,35	3...4	13X15/15
9012702	<b>CD-201F</b>	-20...150	0,03	2 kW	15 - 0,35	3...4	13X15/15
9012703	<b>CD-300F</b>	-25...150	0,03	2 kW	15 - 0,35	3...4	13X15/15
9012704	<b>CD-600F</b>	-30...150	0,03	2 kW	15 - 0,35	5...7,5	22X15/15