



Rev 1 del 14/01/2013

ACQUA STERILE DEIONIZZATA: per uso in microbiologia

REF	CONFEZIONE
20278	4 flaconi 100 ml
20784	10 provette vetro 5 ml
20888	4 flaconi 400 ml
20930	4 flaconi 1000 ml
20941	4 flaconi 1000 ml tappo perforabile
20942	4 flaconi 500 ml tappo perforabile
20934	2 sacche 3 litri

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto pronto a 8-25°C, al riparo della luce.
Il prodotto ha validità 365 giorni.