



SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	949C
DESCRIZIONE GENERALE	SRK 10 ML UNS BULK 100 MM TUBE
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola esterna contiene 6 scatole interne ciascuna composta da 50 provette con tappo verde, riempite con 10mL di terreno UNS, contenenti ciascuna 1 asta cotonata.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

TERRENO	COMPOSIZIONE												
UNS MLS	<table> <tr> <td>Peptone</td> <td>Sodium thiosulfate</td> </tr> <tr> <td>Sodium Chloride</td> <td>Sodium Thioglicollate</td> </tr> <tr> <td>Disodium phosphate</td> <td>Sodium Bicarbonate</td> </tr> <tr> <td>Monopotassium phosphate</td> <td>Potassium chloride</td> </tr> <tr> <td>Tween 80</td> <td>Osmotic water</td> </tr> <tr> <td>Lecithin</td> <td></td> </tr> </table>	Peptone	Sodium thiosulfate	Sodium Chloride	Sodium Thioglicollate	Disodium phosphate	Sodium Bicarbonate	Monopotassium phosphate	Potassium chloride	Tween 80	Osmotic water	Lecithin	
Peptone	Sodium thiosulfate												
Sodium Chloride	Sodium Thioglicollate												
Disodium phosphate	Sodium Bicarbonate												
Monopotassium phosphate	Potassium chloride												
Tween 80	Osmotic water												
Lecithin													

PROVETTA	PROVETTA FONDO SFERICO	SPECIFICHE
		LUNGHEZZA PROVETTA: 101.80 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO PROVETTA: 16.10 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO INTERNO PROVETTA: 14.10 mm \pm 0.20 mm MATERIALE: POLYPROPYLENE
TAPPO	TAPPO VERDE	SPECIFICHE
		DIAMETRO INFERIORE TAPPO: 21.50 mm \pm 0.20 mm ALTEZZA TAPPO: 16.30 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO SUPERIORE TAPPO: 20.50 mm \pm 0.20 mm MATERIALE: HIGH DENSITY POLYETHYLENE

Questa scheda (Rev.01-14/12/2020) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.



SCHEDA PRODOTTO

ASTA	ASTA PLASTICA	SPECIFICHE
		LUNGHEZZA TOTALE: 85.50 mm \pm 2.00 mm DIAMETRO BASTONCINO: 2.50 mm \pm 0.10 mm LUNGHEZZA COTONATURA: 16.00 mm \pm 3.00 mm DIAMETRO COTONATURA: 4.50 mm \pm 0.50 mm MATERIALE BASTONCINO: POLYSTYRENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO	50
QUANTITA' CARTONE ESTERNO	300
PACKAGING	BULK

INFORMAZIONI IMPORTANTI

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	5/25°C-NON CONGELARE
SHELF LIFE	12 MESI
pH DEL TERRENO	7.3 \pm 0.5

Questa scheda (Rev.01-14/12/2020) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.