

Scheda tecnica Shaker SKO-D XL Lineare ARGOLAB

Caratteristiche tecniche	
	SKO-D XL Lineare
Alimentazione	220V – 50/60Hz
Potenza assorbita	30W
Movimento agitazione	Lineare
Movimento agitazione lineare	10 mm
Max. peso in agitazione (con piattello)	7,5 kg
Dimensione piatto senza supporti	320 x 320 mm
Motore	Senza spazzole
Velocità di agitazione	100... 350 colpi/min
Indicazione velocità	Display LCD
Timer	Sì
Indicazione tempo	Display LCD
Regolazione tempo	1 min ... 20 ore o continuo
Dimensioni totali (L x P x A)	420 x 370 x 100 mm
Peso	13,5 kg
Temperatura d'uso	5...40 °C
Umidità d'uso max.	80%
Protezione IP	IP21 (sec. DIN EN60529)
Interfaccia RS232	Sì

Scheda tecnica Shaker SKO-D 3D ARGOLAB

Caratteristiche tecniche	
	SKO-D 3D
Alimentazione	220V – 50/60Hz
Potenza assorbita	40W
Movimento agitazione	3D Orbitale
Angolo di inclinazione	9 °
Movimento agitazione lineare	10 mm
Max. peso in agitazione (con piattello)	5 kg
Dimensione piatto senza supporti 320 x 320 mm	320 x 320 mm
Motore	Senza spazzole
Velocità di agitazione	10... 70 rpm
Indicazione velocità	Display LCD
Timer	Sì
Indicazione tempo	Display LCD
Regolazione tempo	1 min ... 20 ore o continuo
Dimensioni totali (L x P x A)	430 x 360 x 106 mm
Peso	9 kg
Temperatura d'uso	5...40 °C
Umidità d'uso max.	80%
Protezione IP	IP21 (sec. DIN EN60529)
Interfaccia RS232	Sì