

## HI 3841

### Test kit durezza (40-500 mg/l) (50 test)



#### Descrizione

---

La durezza dell'acqua è dovuta soprattutto alla presenza di ioni calcio e magnesio. Inoltre, altri tipi di ioni quali ferro, zinco e manganese, contribuiscono alla durezza totale. La misura ed il controllo della durezza è fondamentale per prevenire l'incrostazione delle tubazioni degli impianti.

I kit per la durezza HANNA instruments vi offrono un'ampia gamma di possibilità per coprire tutta la scala di durezza dell'acqua da quella dolce (da 0 a 70 mg/l) a quella molto dura (oltre 420 mg/l).

#### Specifiche

---

**Parametro**

**Valore**

---

#### Accessori consigliati

---

#### Accessori

---

#### In dotazione

---