

UNITA' EMITTENTE: LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'

## CERTIFICATO DI ANALISI

CLIENTE : 10277 SACCO S.R.L.  
 PRODOTTO : 0700970 ACQUA ALTAMENTE DEPURATA FU  
 B.D.A. NR. : 645 del 29.01.2013 riga nr.: 8  
 QUANTITA' : 500 Kg  
 IMBALLO NR. : cartone  
 LOTTO NR. : 35.197 specifiche di vendita: 0700970/03

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	SPECIFICHE	METODO	VALORI
- Aspetto		Liquido limpido incolore	visivo	conforme
- Cloruri	ppm	< 0,1	MAF10.096	conforme
- Sodio	ppm	max. 5	MAF10.153	< 0,001
- Nitrati	ppm	max. 0,2	MAF10.151	0,2
- Ferro	ppm	< 0,1	MAF10.036	conforme
- Alluminio	ppb	max. 10	MAF10.670	10
- Cadmio	ppm	< 0,1	MAF10.574	conforme
- Cromo totale	ppm	< 0,1	MAF10.958	conforme
- Rame	ppm	< 0,1	MAF10.573	conforme
- Nickel	ppm	< 0,1	MAF10.578	conforme
- Zinco	ppm	< 0,1	MAF10.288	conforme
- Odore		Inodore	Olfatt.	conforme
- pH		6 - 7		conforme
- Toc	ppm	max. 0,5		0,1
- Potassio	ppm	< 0,1		conforme
- Calcio	ppm	< 3		< 0,001
- Magnesio	ppm	< 0,5		< 0,001
- Endotossina batterica	IU/ml	max. 0,25		0,05
- Monitoraggio microb.	cfu/ml	max. 10		1
- Conducibilità	us/cm	max. 1,1		0,9
- Resistività	Mohm-cm	min. 1		1,1
- Microfiltrazione	micron	0,45		conforme

STANDARD: FARMACOPEA UFFICIALE XII EDIZIONE (E.P.)

SI CERTIFICA CHE I VALORI NON RIPORTATI SONO CONFORMI ALLE SPECIFICHE DI VENDITA CONCORDATE

Questo documento è vincolante, emesso automaticamente e quindi non firmato