


Elettrodo redox 52 60



Descrizione

52 60 un elettrodo d'argento per titolazioni argentometriche.

Applicazioni

Titolazioni argentometriche.

Limitazioni

Soluzioni con colloidali o solidi in sospensione.

Specifiche

Scala di misura

± 2000 mV

Metallo indicatore

Argento

Temp. Lavoro

0... 80 °C

Riferimento

Ag/AgCl incapsulato

Diaframma

Ceramico

Elettrolita

KNO3 1M

Materiale

Corpo in vetro

Immersione minima

12 mm

Vedi anche

Codice Descrizione

Elettrolitica

95 21 Soluzione Elettrolitica KNO3 1M, flacone da 250 ml.

11.07.2014

Instrumentos diseñados en España por CRISON INSTRUMENTS, S.A.

Crison Instruments es una compañía del grupo

