

HI 1285-5

Sonda pH/EC/TDS per HI 9811-5, HI 9812-5 e HI 9813-5 con sensore T interno



Descrizione

Sonda pH/EC per HI 9811-5, HI 9812-5 e HI 9813-5 con sensore di temperatura interno. Sensore pH con giunzione in fibra ed elettrolita in gel, sensore EC a 2 anelli

Specifiche

Parametro	Valore
Tipo elettrodo:	Di ricambio
Tipo connettore:	DIN
Sistema di riferimento:	Singolo Ag/AgCl
Giunzione:	Fibra
Elettrolita:	gel
Pressione max.:	0.1 bar
Scala:	pH da 0 a 13 ed EC
Temp. di lavoro:	da 0 a 60°C

Temp. consigliata:	da 20 a 40°C (da 86 a 104°F)
Punta:	sferica (dia 8.0 mm)
Sensore Temperatura:	si
Amplificatore:	si
Corpo:	Polipropilene
Cavo:	7 poli; 2 m di lunghezza

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione
