


# This is Why



- ▶ FORNO A MICROONDE 42 LT ACCIAIO INOX
- ▶ POTENZA MICROONDE 1000W
- ▶ POTENZA ARIA VENTILATA 2700W
- ▶ POTENZA GRILL SUPERIORE CON GUAINA 1300W
- ▶ AMPIO DISPLAY LED BLU
- ▶ 10 PROGRAMMI AUTOMATICI DI COTTURA, 2 MODALITÀ SCONGELAMENTO
- ▶ CAVITÀ IN ACCIAIO INOX
- ▶ PANNELLO DEI COMANDI CON 1 TASTO JOG A SCOMPARSA E PULSANTI

Elegante forno a microonde in acciaio inox con aria ventilata e grill caratterizzato da un ampio display Led blu. Con 10 programmi automatici di cottura, 2 modalità scongelamento, blocco bambini, avvio rapido 30 secondi, 5 livelli di potenza delle microonde e 2 cotture in sequenza. E' possibile inoltre cuocere in maniera alternata in modalità microonde e grill; microonde e aria ventilata; grill e aria ventilata; microonde, grill e aria ventilata. Semplice da usare, è perfetto per creare ogni tipo di piatto e spuntino, anche i più sofisticati, per piccoli e grandi nuclei familiari.

## GENERALE

- ▶ Colore: **Acciaio Inox**
- ▶ Potenza microonde (W): **1000**
- ▶ Potenza grill (W): **1300**
- ▶ Potenza aria ventilata (W): **2700**
- ▶ Temperatura aria ventilata °C: **140-230**
- ▶ Capacità vano cottura (litri): **42**
- ▶ Livelli di potenza delle microonde: **5**
- ▶ Cottura mista grill + microonde: ✓
- ▶ Cottura mista aria ventilata + microonde: ✓
- ▶ Programmi automatici Pizza: **1**
- ▶ Programmi automatici cottura e scongelamento: **10**
- ▶ Programmi automatici Dolci: **1**
- ▶ Orologio: ✓
- ▶ Timer (max. in min. e sec.): **95/00**
- ▶ Avvio rapido 1 minuto / +30s: ✕/✓
- ▶ Piatto rotante dimensioni ø cm / Materiale: **34,5/vetro**
- ▶ Materiale cavità: **Acciaio Inox**
- ▶ Modalità risparmio energetico: ✓

## ACCESSORI

- ▶ Griglia alta: ✓

## DATI TECNICI

- ▶ Dimensioni cavità (L) x (A) x (P) mm: **395 x 272 x 394**
- ▶ Dimensioni prodotto senza imballo (L) x (A) x (P) mm: **553 x 326 x 550**
- ▶ Peso (kg): **20,5**
- ▶ Fusibile: **20**
- ▶ Codice Ean: **4974019811673**

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA  
VIA LAMPEDUSA 13  
20141 MILANO  
NUMERO VERDE 800.826.111  
SITO INTERNET: [WWW.SHARP.IT](http://WWW.SHARP.IT)