


## CORIO CD Termostato ad immersione

### Termostati per laboratorio di ultima generazione

I termostati ad immersione CORIO™ CD aggiungono ai vantaggi dei termostati CORIO™ C la possibilità di controllare la temperatura delle applicazioni esterne in concomitanza con un set pompa opzionale.

- Controllo temperatura preciso
- Per applicazione interne ed esterne (accessorio necessario)
- Per vasche con volume fino 50 l
- Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
- Particolarmente leggero
- Controllo semplificato
- Cambio pompa confortevole tra circolazione interna ed esterna
- Porta USB
- Classe III (NFL) conforme alla norma DIN 12876-1



### Specifiche tecniche

Codice no.	9012000
Modelli serie	CORIO
Categoria	Termostati ad immersione
Gamma temperatura di lavoro (°C)	+20 ... +150
Stabilità temperatura (°C)	±0.03
Impostazione/risoluzione display	0.1 °C
Display temperatura	LED
Capacità riscaldante (kW)	2
Capacità pompa portata (l/min)	15
Capacità pompa flusso pressione (bar)	0.35
Temperatura ambiente	5...40 °C
Dimensioni L x L x A (cm)	13,2 x 16 x 36
Peso (kg)	2.6
Serpentina di raffreddamento	optional
Alimentazione voltaggio	230 V / 50 Hz