

GW2145



LAVAVETRENERIE PER LABORATORIO

Basic line - lavavetriere 45 cm

Download area

- lavaggio fino a 95 °C - disinfezione termica
- programmi disponibili: 9 preimpostati + 6 liberi
- controllo elettronico a microprocessore programmabile
- porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- asciugatura termodinamica attiva
- dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- possibilità di installare fino a 1 pompa peristaltica addizionale
- vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- dimensioni esterne LxPxH : 450 x 620 x 850 mm
- dimensioni utili interne LxPxH : 370 x 480 x 570 mm
- addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata
- blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- collegamento elettrico: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 3,3 kW max
- versione 60Hz disponibile
- spina Schuko 16 A - 250 V inclusa
- carrelli superiore D-CS1 ed inferiore D-CS2 inclusi

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350

Tel. +39 0522 8211 - Fax +39 0522 821453 - service.instruments@smeg.it