

## FD48PXNF4 Novità

Frigorifero due porte, 76 cm, acciaio inox antimpronta.  
Classe energetica A+

EAN13: 8017709228477

- Capacità totale lorda: 484 l
- Completamente No-Frost
- 1 compressore
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

Frigorifero:

- Volume utile scomparto alimenti freschi: 362 l
- Multiflow
- Zona Life Plus 0°C con regolazione manuale
- Illuminazione interna a LED
- 3 ripiani regolabili in cristallo
- 2 cassette frutta e verdura
- 1 ripiano copriverdura in cristallo
- Accessori frigorifero: Portauova

Controporta:

- 3 balconcini regolabili
- 1 balconcino portabottiglie

Congelatore \*\*\*\*:

- Volume utile scomparto alimenti congelati: 95 l
- Zona congelamento rapido
- Illuminazione interna a LED
- 1 ripiano
- 1 scomparto a ribaltina
- Ice-maker manuale

Controporta:

- 2 balconcini portaoggetti
- DIMENSIONI: HxLxP 181,8x76x68 CM

### Plus



### Versioni

- **FD481MN4** - Effetto marmo





**A+:**



Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.

**No-Frost:**



Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.



**Sistema di raffreddamento Multiflow:**

Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



**Illuminazione interna a LED:**

L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



**Congelamento rapido:**

La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.



**Zona Life Plus 0°C:**

Nella zona Life Plus 0°C viene mantenuta una temperatura interna costante tra lo 0°C e +3°C che non altera le qualità organolettiche degli alimenti e permette di mantenerli freschi anche dopo diversi giorni. È ideale per conservare pesce, carne, latticini e alimenti facilmente deperibili.



**Antimpronta:**

Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.

## FD48PXNF4

frigorifero  
libera installazione  
doppia porta  
inox anti-impronta  
76 cm  
classe energetica A+  
No-Frost

