

Sartorius YDP30

– Stampante | Etichettatrice a trasferimento termico diretto o indiretto per
 Bilance serie Cubis[®], Secura[®], Quintix[®], e Practum[®]

La nuova stampante premium YDP30 Sartorius è una stampante di etichette dal limitato ingombro e dal facile utilizzo che vi permette di documentare il vostro lavoro in modo rapido, semplice e chiaro.

Potete archiviare i dati nel formato più consono alle vostre esigenze sia usando carta normale, rotoli di etichette continue o etichette formattate (opzionale), a prescindere che i risultati di calibrazione della vostra bilancia riguardino la verifica delle apparecchiature di controllo, di misura e di prova, oppure siano dei risultati applicativi dettagliati.

Questa stampante dispone di entrambe le tecnologie di stampa:



termica diretta e a trasferimento termico; quest'ultima soddisfa i severi requisiti in materia di durata della stampa quando si opera in regime di qualità, per es. nei laboratori QC nell'industria farmaceutica. Usando la Q-App opzionale "QR/Barcode and Label Print", che è disponibile per le bilance Cubis[®] dotate di unità di comando MSA, è anche possibile stampare codici a barre, codici 2D oppure etichette in formati predefiniti.

Specifiche tecniche

Risoluzione	203 dpi
Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico e stampa termica diretta
Larghezza max. di stampa	54 mm
Dimensioni esterne	241,3 × 139,9 × 177,4 mm (L × P × A)
Capacità nastro inchiostro - opzione	90 m, diam. est. max. 37 mm, anima 12,7 mm
Interfaccia	RS-232 (max. 115,200 bps) – USB 2.0
Alimentazione elettrica	Alimentatore esterno – Ingresso: 100 – 240 V~ – Uscita: 24 V–; 2,5 A
Larghezza support di stampa	15-60 mm
Condizioni ambientali	
– Funzionamento:	5 – 40 °C, 25 – 85 % non condensante
– Stoccaggio:	- 40 – 60 °C, 10 – 90 % non condensante

Accessori

Set di carta standard e nastro inchiostro	69Y03285
Set di carta autoadesiva e nastro inchiostro	69Y03286
Carta termica standard	69Y03287
Carta termica autoadesiva	69Y03288
Etichette autoadesive	69Y03094, 58 × 100 mm (350 pezzi) 69Y03093, 58 × 76 mm (500 pezzi) 69Y03092, 58 × 30 mm (1000 pezzi)
Q-App, generatore di codici QR a barre	YAPP11