


Tablet per microscopia: **MICROPAD9.7**



Excellent imaging solution provider

www.ormascientific.com

Il nuovo MICROPAD9.7 è un tablet comodo e compatto da 9.7" con telecamera integrata da 5 MP, da collegare direttamente al microscopio mediante l'adattatore passo C sulla terza uscita del microscopio. Molteplici funzionalità lo rendono un ottimo strumento per l'insegnamento in ambito scientifico.



	MICROPAD9.7
Display	LCD 9.7" TOUCH SCREEN Retroilluminato
Risoluzione Monitor	1024x768
Sistema operativo	ANDROID 4.2
CPU	core-dual 1.5GHz
Memoria	Interna 5 GB o esterna SD card
Bluetooth	Supportato
Audio	2 Stereo Speakers
Uscite	USB 2.0 - HDMI - Mini USB 2.0
Wi-Fi	Wireless data network,
Connessione Ethernet	/
Inclinazione Monitor	Fino a 90°C
Temperatura di lavoro	-10° a 35°C
Alimentazione	Input AC 110V-220V/Output DC 5V
Camera Integrata per Microscopio	Risoluzione 5 Megapixel
Sensore	CMOS 1/2.5"
Attacco	C-mount
Software	Acquisizione e misurazione delle immagini

