

# HI 70300M

## Soluzione conservazione elettrodi



### Descrizione

---

Soluzione per la conservazione degli elettrodi, flacone da 500 ml

L'uso di soluzioni di calibrazione e di pulizia è fondamentale per un corretto uso degli elettrodi e per ottenere sempre la massima ripetibilità e accuratezza delle misure, difatti spesso le misure non risultano corrette a causa di una cattiva manutenzione dei sensori.

La vasta gamma di soluzioni HANNA, prodotte con strumenti calibrati con riferimento a standard NIST di elevata precisione, garantisce una corretta calibrazione e pulizia di elettrodi e sonde.

Per informazioni su come utilizzare e conservare al meglio le soluzioni HANNA, si veda la pagina:

[Avvertenze per l'utilizzo delle soluzioni tampone](#)

### Specifiche

---

---

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>
Confezione:	flacone
Tipo Soluzione:	13
Volume:	230 ml

---

## Accessori consigliati

---

## Accessori

---

## In dotazione