



SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	174CS01
DESCRIZIONE GENERALE	SPREADER SINGLE WRAPPED 500PCS
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola contenente 500 spreaders confezionate singolarmente in carta-film pouches.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

		SPECIFICHE
SPREADERS	SPREADERS A L	LUNGHEZZA TOTALE: 145.0 mm \pm 1.0 mm DIAMETRO: 4.0 mm \pm 0.2 mm LARGHEZZA: 38.0 mm \pm 0.5 mm ALTEZZA PUNTALE: 7.0 mm \pm 0.5 mm MATERIALE: POLYSTYRENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

PACKAGING	BUSTA CARTA-FILM
QUANTITA' CARTONE	500

INFORMAZIONI IMPORTANTI

METODO DI STERILIZZAZIONE	IRRAGGIAMENTO IONIZZANTE
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	2/30°C – NON CONGELARE
SHELF LIFE	36 MESI

Questa scheda (Rev.01-22/02/2022) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.