

BIOLOG COOLED INCUBATORS

Incubatori refrigerati da laboratorio per applicazioni di:

Microbiologia
Batteriologia
Crescita micro organismi
Drosophila
Daphnia
Insetti
Alghe
Zebra-fish
Analisi acque
BOD
Termostatazione
Fermentazione
Cristallografia

PLUS


- AG-System: controllo a microprocessore PID Digitale, accurato e sensibile
Versioni: SMART, LUX
- Affidabile, sicuro, preciso
- Ideale per lavorare intorno ed al di sotto della temperatura ambiente
- Campo di Temperatura: da +3,0°C a +50,0°C
- Versione con illuminazione interna, da +15,0°C a +4 0,0°C (con luci accese)
- Sistema di circolazione ad Aria Forzata, delicato e uniforme
- Scelta tra 3 volumi, da banco e da pavimento

CARATTERISTICHE

- Camera interna in materiale plastico atossico di colore bianco
- Isolamento esente da CFC
- Elegante struttura esterna in acciaio preverniciato di colore chiaro
- Resistenze corazzate in acciaio INOX a basso carico superficiale
- Sistema automatico di raffreddamento con compressore ermetico e gas ecologici, rispettosi dell'Ozono
- Leggera ventilazione interna per rapido raffreddamento, riscaldamento e ripristino della temperatura
- Piedini regolabili in altezza

MISURE INDICATIVE

Modello	Interno LxPxH mm	Esterno LxPxH mm	Peso Kg	Imballo LxPxH mm	Lordo Kg
Biolog 101	460x340x425	600x600x600	25	700x700x800	35
Biolog 140	440x430x575	600x600x950	35	700x700x1300	45
Biolog 240	510x430x1040	600x600x1550	45	700x700x1800	55



Modello	Risoluzione (visualizzazione)	Precisione a +37,0°C	Uniformità a +37,0°C	Alimentazione	Potenza
Biolog 101	+- 0,1 °C	+- 0,2 °C	+- 0,6 °C	230V 1f 50 Hz	500 VA
Biolog 140	+- 0,1 °C	+- 0,2 °C	+- 0,8 °C	230V 1f 50 Hz	800 VA
Biolog 240	+- 0,1 °C	+- 0,2 °C	+- 1,0 °C	230V 1f 50 Hz	1000 VA

MODELLI DISPONIBILI

- SMART Senza luci
- LUX Con 2 luci da 8 W su ripiano
- LUX Con 2 luci da 13W sulla porta

ACCESSORI STANDARD:

- Biolog 101 1 Ripiano (max 01 - no ripiani aggiuntivi)
- Biolog 140 2 Ripiani regolabili in altezza (max 08 Ripiani)
- Biolog 240 2 Ripiani regolabili in altezza (max 16 Ripiani)

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA:

- Foro passante
- Presa elettrica interna stagna
- Controporta interna trasparente
- Lampade aggiuntive sulla porta o sul ripiano
- Altri option sono disponibili su specifica richiesta del cliente