



nuovi campionatori **Dippers**

(sterili in confezione singola)



codice	articolo	vol	materiale	descrizione	pz/conf	prezzo €
X4TAFL1-01	Dipper con manico sfilabile	90 ml	PP	H290 Ø43 + tappo a pressione blu	150	96,00
X4TAT52-01	Dipper con manico sfilabile	125 ml	PP	H275 Ø52 + tappo a vite blu	100	81,78
X4TAT53-02	Dipper con manico sfilabile	180 ml	PP	H305 Ø52 + tappo a vite blu	100	77,00