

## DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

# linea BRA-NEUPHEN GEL

## DISINFETTANTE PER MANI

### CARATTERISTICHE

Il gel disinfettante della linea BRA-NEUPHEN GEL è un gel trasparente, dermatologicamente testato da utilizzare per l'immediata igiene delle mani. La sua azione garantisce una sicura disinfezione contro virus e batteri che frequentemente possono facilmente trasmettersi attraverso il contatto con persone e oggetti di ogni tipo. La sua efficacia è stata da tempo confermata da numerose certificazioni ottenute:

- Attività DISINFETTANTE EN 1650
- Attività BATTERICIDA EN 1500
- Attività VIRUCIDA EN 14476
- Attività nei confronti di HIV e SARS Coronavirus - Test San Raffaele
- Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 1499
- Approvazione SURGICAL HAND DISINFECTION EN-12791, che lo rende idoneo all'utilizzo in sala operatoria come previsto dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Dichiarato «non irritante per la pelle», a seguito di test di irritazione cutanea «Open Patch Test» eseguiti presso laboratori certificati. Le prove di stabilità garantiscono che, dopo 36 mesi, non si riscontrano variazioni apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico fisiche standard.



**CON PRATICO DISPENSER**

Registrazione n. 18761 - PRIMAGEL PLUS

P.M.C.

## MICROORGANISMI TARGET

Batteri, funghi, virus

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosare il gel sul palmo della mano. Sfregare vivacemente raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Per il migliore risultato sfregare attivamente per almeno 15 secondi. Se necessario ripetere l'operazione. Asciuga rapidamente lasciando le mani fresche e morbide.

Ovunque ci si trovi ed in qualunque situazione, bastano pochi secondi per una sicura disinfezione delle mani. Le prove di stabilità assicurano che, dopo 36 mesi, non si riscontrano variazioni apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico fisiche standard.

## COMPOSIZIONE

Alcool etilico 65 g

## PZ/CARTONE

flacone 1000 mL x 12 PZ