



SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	708C
DESCRIZIONE GENERALE	BOT.150ML C/RET.ST D.52 200PZ
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola esterna contiene 5 vassoi ciascuno contenente 40 bottiglie da 150 ml.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

BOTTIGLIA	BOTTIGLIA	SPECIFICHE
		LUNGHEZZA TOTALE: 102.0 mm \pm 0.5 mm DIAMETRO BASE BOTTIGLIA: 52.5 mm \pm 0.5 mm DIAMETRO FILETTO: 33.0 mm \pm 0.2 mm MATERIALE: HIGH DENSITY POLYETHYLENE
TAPPO	TAPPO DI BOTTIGLIA	SPECIFICHE
		ALTEZZA DEL TAPPO: 12.5 mm \pm 0.2 mm DIAMETRO ESTERNO: 37.5 mm \pm 0.2 mm MATERIALE: LOW DENSITY POLYETHYLENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO	40
QUANTITA' CARTONE ESTERNO	200
PACKAGING	BULK

Questa scheda (Rev.04-05/06/2019) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.



SCHEDA PRODOTTO

INFORMAZIONI IMPORTANTI

METODO DI STERILIZZAZIONE	IRRAGGIAMENTO IONIZZANTE
SHELF LIFE	36 MESI