

FA120E

Frigorifero, Universale, Sotto-Tavolo, Libera installazione, Posizione cerniera: Destra, Bianco, Statico, E



TIPOLOGIA

Famiglia: Frigorifero • Installazione: Libera installazione • Categoria: Sotto-Tavolo • Tipo di raffreddamento: Statico • Sbrinamento: Frigorifero automatico, freezer manuale • Posizione cerniera: Destra • Tipo di cerniera: Standard • Porta reversibile: Sì • Codice EAN: 8017709293185

ESTETICA

Colore: Bianco • Finitura: Bianco • Estetica: Universale • Materiale Porta: Lamiera • Tipo Maniglia: Fissa • Maniglia: Esterna • Colore maniglia: Bianca • Materiale fianchi: Lamiera • Colore fianchi: Bianco • Colore profilo mensole: Bianco • Colore profilo cassetti: Bianco • Colore profilo del ripiano in vetro: Bianco

ALLESTIMENTO COMPARTO FRIGORIFERO

Numero ripiani regolabili: 2 • Numero cassetti frutta e verdura: 1 • Tipologia verduriera: Standard • Tipologia ripiani regolabili: Cristallo • Ripiano copri - verduriera: Sì • Tipologia ripiano copri - verduriera: Cristallo • Illuminazione interna frigo: Sì • Tipo illuminazione interna frigo: Led

CONTROPORTE COMPARTO FRIGORIFERO

Numero mensole con coperchio trasparente: 1 • Numero balconcini regolabili: 1 • Numero mensole porta-bottiglie: 1

ALLESTIMENTO COMPARTO CONGELATORE

Comparto congelamento interno: Sì • Tipo illuminazione freezer: no

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di controllo della temperatura: Elettromeccanico • Numero di compressori: 1 • Tipo di compressore: Standard • Accessori comparto congelamento: Vaschetta portaghiaccio

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Consumo annuo di energia: 137 kWh/a • Classe di efficienza energetica: E • Volume totale netto: 114 l • Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati: 13 l • Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati: 101 l • Classe di emissione di rumore aereo: C • Autonomia di Conservazione senza energia elettrica: 10 h • 4 stelle - Capacità di congelamento: 2.0 Kg/24h • Classe climatica: SN, T • IEE: 100 %

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 70 W • Tensione (V): 230 V • Frequenza (Hz): 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 193 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP: 840x540x590 mm • Larghezza: 540 mm • Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90°: 972 mm • Altezza: 840 mm • Profondità del prodotto senza maniglia: 590 mm • Profondità del prodotto con maniglia: 590 mm • Profondità del prodotto con porta aperta a 90°: 1119 mm • Profondità distanziali: 40 mm • Peso netto (kg): 31.500 kg

