

Incubatore Refrigerato BioloG



**Campo di Temperatura
da +3,0°C a +50,0 °C**

**Volume
101, 240 e 220 L**

Controllo elettronico PID Advanced Galli System :

Semplice da usare, potente, affidabile e sicuro.

**Display con risoluzione e impostazione
+-1,0°C**

Funzione Autotuning

Calibrazione secondo ISO9000

Termostato di Sicurezza Classe 3.1

Esterno in colore chiaro con parti in acciaio INOX

Efficiente isolamento termico, esente da CFC.

Camera interna in materiale plastico atossico, facile da pulire.

Sistema di raffreddamento con gas ecologici.

Porta coibentata con chiusura magnetica.

N°02 Ripiani antiribaltamento estraibili e regolabili in altezza.

Resistenze corazzate in acciaio INOX ben congegnate.

Speciali Deflettori interni.

Convenzione a Ventilazione Forzata

Ottima uniformità e stabilità termica.

Specifiche Tecniche Refrigerato	BioloG		Code	BIOLOG140	BIOLOG220
Camera interna in plastica bianca atossica	Volume	litri		140	220
	L / W	mm		480	480
	P / D	mm		460	460
	A / H	mm		570	1030
Ripiani	max	n°		2	2
Foro Passante con Tappo	diam.23mm	n°		Option 140XF	Option 220XF
Campo di Temperatura	da +3,0°C	°C		+ 50,0°C	+ 50,0°C
Uniformità	+ 20°C	± °C		0,4	0,5
Precisione	+ 20°C	± °C		0,1	0,1
Tempo di Riscaldamento	+ 20°C	minuti		20	25
Classe di Sicurezza	Standard			3.1	3.1
Alimentazione	50/60Hz	V ± 10%		230	230
Potenza	W			280	330
Esterno RAL 7035 Verniciato a Fuoco senza solventi	L / W	mm		550	550
	P / D	mm		620	620
	A / H	mm		930	1500
Porte	Guarnizioni Silicone			1	1
Porta Interna	Trasparente			Option 140C	Option 220C
Piedini Regolabili	Andisrucciolo			yes	yes
Peso Netto	Kg			33	55
Imballo in cartone Triplo con Pallet	L / W	mm		650	650
	P / D	mm		720	720
	A / H	mm		110	1700
Peso Lordo	Kg			43	65

Codice	Descrizione
BIOLOG140XXX	BioloG-140L Incubatore Refrigerato 3+50°C
140C	Controporta interna trasparente
140XF	Foro passante diam.23mm ca, con tappo
140XXP	Presse Elettrica interna stagna
BIOLOG220XXX	BioloG-220 Incubatore Refrigerato 3+50°C
220C	Controporta interna trasparente
220XF	Foro passante diam.23mm ca, con tappo
220XXP	Presse Elettrica interna stagna

F.lli GALLI G.& P.