

Protezione termica 1 per S-Micro XL / S-MicroW XL



Protezione per data logger S-Micro XL / S-MicroW XL, resistente fino a 300°C, protegge fino a 250°C per un massimo di 17 minuti. Questa protezione termica può essere usata in combinazione con la protezione termica 2 per S-Micro XL / S-MicroW XL.

Per i data logger S-Micro XL è possibile richiedere punti di calibrazione extra fino a 220°C, massima temperatura calibrabile e leggibile, per i data logger S-MicroW XL punti fino a 250°C (solo il puntale può essere esposto a questa temperatura, il data logger mantiene la sua temperatura operativa massima di 140°C).



Applicazioni



Alimentare



Farmaceutico



Industriale

Caratteristiche principali

- Per la calibrazione al di sopra dei 140°C la lunghezza minima del probe è 140 mm

Accessori

- Protezione termica 2 per S-Micro XL / S-MicroW XL

Specifiche tecniche

Dimensioni	190 h X 37 Ø (mm)
Peso	417 g
Data logger gestiti	S-Micro XL/S-MicroW XL
Lunghezza minima del probe	50 mm

