

FOTOMETRO MD100 Cloro (comprese)

Codice: 82669003



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza fotometrica	3% FS (T= 20°C - 25°C)
Accuratezza lunghezze d'onda (nm)	± 1 nm
Range di Misura	0,01...6,0 / 0,02...4,0 / 0,1...10 mg/l Cl
Risoluzione fotometrica	0,01 A
Temperatura di lavoro (valore max.)	40°C
Temperatura di lavoro (valore min.)	5°C
Umidità di lavoro (valore max.)	90 %RH
Umidità di lavoro (valore min.)	30 %RH

Caratteristiche

Display	LCD retroilluminato (alla pressione di un tasto)
Grado di protezione IP	IP 68
Interfacce di comunicazione	Infrarosso (IR) per trasferimento dati di misurazione
Intervalli di lunghezza d'onda del filtro di interferenza	530 nm
Memoria	Circolare interna per 16 serie di dati
Ottica	LED, filtri interferenziali (IF) e foto sensore
Reattivi	Comprese
Regolazione	Regolazione del produttore e dell'utente, possibile in ogni momento
Spegnimento automatico	Dopo 10 minuti dall'ultimo azionamento di un tasto
Tempo di funzionamento	17 h
Tipologia	Monoparametro

Alimentazioni

Alimentazione	4 batterie AAA
---------------	----------------

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA)	155 x 75 x 35 mm
Peso	ca. 260 g (con batterie)

