

HI 50004-02

Soluzione pH 4.01, 25 bustine da 20 ml, ± 0.01 pH, certificato di analisi



Descrizione

Soluzione pH 4.01, 25 bustine da 20 ml, ± 0.01 pH, certificato di analisi

Specifiche

Parametro	Valore
Certificazione:	si
Confezione:	25 bustine
Precisione:	± 0.01
Tipo Soluzione:	5
Valore pH:	4.01
Volume:	20 ml

Accessori consigliati

Accessori

In dotazione