

## HI 5004

Soluzione pH 4.01, scatola con flacone da 500 ml,  $\pm 0.01$  pH, certificato di analisi



### Descrizione

Soluzione pH 4.01, scatola con flacone da 500 ml,  $\pm 0.01$  pH, certificato di analisi

### Specifiche

Parametro	Valore
Certificazione:	si
Confezione:	flacone
Precisione:	$\pm 0.01$
Tipo Soluzione:	5
Valore pH:	4.01
Volume:	500 ml

### Accessori consigliati

### Accessori

### In dotazione