

new CORIO




Termostato di circolazione con vasca aperta CORIO CD-B5

per applicazioni interne ed esterne, con in acciaio inossidabile
temperatura da +20 °C to +150 °C


I termostati di circolazione con vasca aperta della nuova linea Corio sono dotati di vasche in acciaio di elevata qualità e di connettori pompa

- Per applicazioni all'interno e all'esterno della vasca
- Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza
- Silenziosissimo
- Facile commutazione da circolazione interna a esterna
- Connessione USB
- Classe sicurezza III, in accordo a DIN 12876-1

Per adattare i termostati CORIO alla Vostra esigenza Vi offriamo una varietà di accessori (rack porta provette, coperchi e altro)



Tempi riscaldamento (acqua)



Portata pompa



CORIO™ CD-B5

Codice	9 012 405	
Modello	CD-B5	
Temperatura di lavoro °C	+20 ... +150	
Stabilità °C	± 0.03	
Potenza kW	2	
Capacità pompa portata/pressione	l/min	bar
	15	0.35
Apertura vasca/profondità	L x P/A cm 15 x 15 / 15	
Volume	3.5 ... 5	
Dimensioni	L x P/A cm 23 x 38 x 41	





Brillante.

Display brillante e molto luminoso, visibile anche a distanza

JULABO
exclusive



Silenzioso.

I circolatori CORIO™ sono dotati di speciali ammortizzatori anti-vibranti che proteggono l'elettronica e riducono il rumore di funzionamento



Accensione. E partenza.

Facile e intuitivo. Pronto per essere utilizzato con pochi e semplici operazioni



In primo piano

Tutti i comandi e le funzioni di sicurezza sono accessibili facilmente e comodamente dal pannello frontale



Affidabile.

Il controllore PID1 e l'Active Cooling Control™ rendono Corio preciso e stabile.



USB.

Controllo in remoto più facile. Corio CD è dotato di connettore USB.



Blocco.


La spina di alimentazione con bloccaggio garantisce una connessione sempre sicura.

JULABO
exclusive



Tecnologia verde.

Costante ricerca di tecnologie di sviluppo e materiali ecocompatibili



Moderno. Affidabile.

Componenti di alta qualità in ogni CORIO – sensori al platino, tecnologia dei motori collaudata, comunicazioni CAN-Bus e molto altro



Collegamento. Facile.

I connettori pompa inclinati (M16x1m) facilitano il collegamento con l'applicazione esterna. Ogni unità è fornita con due raccordi a porta gomma per tubi d.i. 8/12mm



Sicurezza.

CORIO CD è conforme alla classe III (FL) in accordo alla norma DIN 12876-1 e si spegne automaticamente in caso di temperatura eccessiva o basso livello del liquido



Interno. Esterno.

La pompa di circolazione è controllata tramite una leva posta sotto il display. Dalla circolazione interna a quella esterna in un attimo.



Intelligente

Il design, accuratamente studiato, permette funzionalità efficienti, intelligenti e ordinate.



Flessibilità

E' possibile orientare il flusso della pompa grazie allo speciale ugello