

CORIO C Termostato ad immersione

Termostati per laboratorio di ultima generazione

Il termostato ad immersione CORIO™ C, cioè il modello esordiente, rappresenta la base del programma dei termostati CORIO™. Il morsetto contenuto nella confezione facilita il montaggio sulle vasche con volume fino a 30 litri.

I tuoi vantaggi

- Controllo temperatura preciso
- Per applicazioni standard all'interno della vasca
- Per vasche con volume fino a 30 l
- Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
- Ultra silenzioso
- Controllo semplificato
- Classe I (NFL) conforme alla norma DIN 12876-1



Specifiche tecniche

Codice no.	9011000
Modelli serie	CORIO
Categoria	Termostati ad immersione
Gamma temperatura di lavoro (°C)	+20 ... +100
Stabilità temperatura (°C)	±0.03
Impostazione/risoluzione display	0.1 °C
Display temperatura	LED
Capacità riscaldante (kW)	2
Circulation capacity Flow rate (l/min)	6
Circulation capacity Pressure (bar)	0.1
Temperatura ambiente	5...40 °C
Dimensioni L x L x A (cm)	13.2 x 16 x 36.2
Peso (kg)	1.9
Serpentina di raffreddamento	optional
Profondità immersione utile (cm)	16.6
Versioni voltaggio disponibili	208 - 230 V / 50-60 Hz 100 - 115 V / 50-60 Hz