



SCHEDA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	178CS20
DESCRIZIONE GENERALE	ANSE 1UL SOFT B/20PZ 4000PKG
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola esterna contiene 4 scatole interne ciascuna composta da 50 buste carta-film contenenti ciascuna 20 anse soft da 1uL.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

		SPECIFICHE
ANSA	ANSA 1UL SOFT VERDE CHIARO	LUNGHEZZA TOTALE: 199.00 mm \pm 1.00 mm DIAMETRO ESTERNO ANELLO: 3.00 mm \pm 0.20 mm DIAMETRO INTERNO ANELLO: 0.80 mm \pm 0.20 mm SPESSORE ANELLO: 1.10 mm \pm 0.20 mm MATERIALE: POLYSTYRENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO	1000
QUANTITA' CARTONE ESTERNO	4000
PACKAGING	BUSTA CARTA-FILM

INFORMAZIONI IMPORTANTI

METODO DI STERILIZZAZIONE	IRRAGGIAMENTO GAMMA
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	2/30°C – NON CONGELARE
SHELF LIFE	36 MESI

Questa scheda (Rev.01-01/07/2020) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.