



LAVAVETRERIE PER LABORATORIO
BASIC LINE - LAVAVETRERIE 60 CM

- ✓ Lavaggio fino a 85°C - Disinfezione termica
- ✓ Elettronica programmabile: 7 programmi impostati
- ✓ Controllo elettronico a microprocessore
- ✓ Asciugatura termodinamica attiva
- ✓ Pompa peristaltica per il dosaggio detergente liquido
- ✓ Pompa peristaltica per il dosaggio neutralizzante liquido
- ✓ Vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 304
- ✓ Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- ✓ Due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo con guide telescopiche
- ✓ Dimensioni esterne LxPxH (mm) 600x605x850
- ✓ Dimensioni utili interne LxPxH (mm) 520x515x545
- ✓ Addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- ✓ Collegamento acqua fredda ed acqua demineralizzata
- ✓ Blocco porta elettrico, per sicurezza utilizzatore

- ✓ Collegamento elettrico 3P+N 400V 50Hz 7kW max
- ✓ Versione monofase disponibile 1P+N 230V 50Hz 2,8kW max (GW0160S1)
- ✓ Senza carrelli

Smeg S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE) Italy - P. IVA 01555030350

Tel. +39 0522 8211 - Fax +39 0522 821453 - foodservice@smeg.it

