



PEPTONE BATTERIOLOGICO

E' un digerito enzimatico di tessuto animale, contiene azoto in forma immediatamente disponibile per i microrganismi

REF	CONFEZIONE
6421	500 gr

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

TEST	SPECIFICHE	RISULTATI
Residuo secco	Max 5%	3.08 %
Azoto totale	NLT 14 % W/W	15.13%
Ceneri	NMT 7%	4.125%
pH 2% soluzione	6.5-7.5	7.4
Limpidezza dopo sterilizzazione	Soluzione 1% limpida di colore giallo	Conforme
Aspetto	Polvere fine	Conforme

TEST MICROBIOLOGICO

Test	Specifiche	Risultati
Carica batterica totale	< 5.000 ufc/gr	Conforme
Muffe e lieviti	< 100 ufc/gr	Conforme
E.coli	Assente	Conforme
Salmonella	Assente	Conforme