



## SCHEDA PRODOTTO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

<b>CODICE PRODOTTO</b>	8177CS10H
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>	LOOPS 10UL HARD 2000PKG
<b>DESCRIZIONE DETTAGLIATA</b>	1 scatola esterna contiene 4 scatole interne ciascuna composta da 50 buste carta-film contenenti 10 anse rigide da 10uL ciascuna.

### COMPONENTI DEL PRODOTTO

		<b>SPECIFICHE</b>
<b>ANSA</b>	ANSA 10 UL	LUNGHEZZA TOTALE: 201.00 mm $\pm$ 0.50 mm DIAMETRO INTERNO ANELLO: 3.80 mm $\pm$ 0.10 mm DIAMETRO ESTERNO ANELLO: 6.50 mm $\pm$ 0.10 mm SPESSORE ANELLO: 1.20 mm $\pm$ 0.10 mm MATERIALE: POLYSTYRENE

### SPECIFICHE DI PACKAGING

<b>QUANTITA' CARTONE INTERNO</b>	500
<b>QUANTITA' CARTONE ESTERNO</b>	2000
<b>PACKAGING</b>	BUSTA CARTA-FILM
<b>QUANTITA' BUSTA</b>	10

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

<b>METODO DI STERILIZZAZIONE</b>	IRRAGGIAMENTO IONIZZANTE
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b>	2/30°C – NON CONGELARE
<b>SHELF LIFE</b>	36 MESI

Questa scheda (Rev.02-05/05/2022) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.