



LAVAVETRERIE PER LABORATORIO
PROFESSIONAL LINE - LAVAVETRERIE 60 CM

- ✓ Lavaggio fino a 95°C - Disinfezione termica
- ✓ Programmazione elettronica: 20 programmi preimpostati + 10 programmi liberi
- ✓ Controllo elettronico a 3 microprocessori programmabili
- ✓ Porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- ✓ Display grafico multilingua, 128x64 pixel
- ✓ Asciugatura termodinamica attiva
- ✓ Dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- ✓ Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- ✓ Possibilità di installare fino a 3 pompe peristaltiche aggiuntive
- ✓ Vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- ✓ Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- ✓ Due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- ✓ Dimensioni esterne LxPxH (mm) 600x640x850
- ✓ Dimensioni utili interne LxPxH (mm) 520x515x545
- ✓ Addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- ✓ Collegamenti acqua fredda, acqua calda ed acqua demineralizzata
- ✓ Blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- ✓ Connessione elettrica 3P+N 400V 50Hz 7Kw max (commutabile monofase 230V)
- ✓ Senza carrelli

