

We measure it.



Cercafughe elettronico per gas refrigeranti

testo 316-3 - Ricerca efficiente di tutte le perdite di refrigeranti.

L'alta sensibilità inferiore a < 4 g/a consente di trovare anche le perdite più piccole. Rileva tutti i refrigeranti comuni. Estrema facilità d'uso grazie all'uso di un solo bottone. Lettura immediata senza bisogno di impostazioni. Allarme acustico e visivo tramite LED.



testo 316-3 è un cercafughe per gas refrigeranti che dovrebbe essere parte della dotazione di ogni tecnico del freddo. Può rilevare anche le più piccole perdite grazie alla sensibilità di 4 g/a, ed è conforme alle norme europee ed al DPR 147.

Lo strumento è pronto a misurare appena viene acceso grazie all'azzeramento automatico, testo 316-3 trova le perdite anche in ambienti già contaminati da gas refrigerante grazie all'offset automatico.

Dati tecnici / Accessori

testo 316-3

testo 316-3, cercafughe per gas refrigeranti: CFC, HFC, HCFC con valigia di trasporto, protocollo di collaudo, batterie e filtro

Codice 0563 3163



Dati tecnici del sensore

Parametro mis.	g/a
Sensibilità	4 g/a (0.15 oz/a)

Dati tecnici generali

Refrigeranti rilevabili	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A e tutti i CFC, HFC, and HCFC
Conformità	SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG
Temp. di lavoro	-20 ... +50 °C
Umidità di lavoro	20 ... 80 %UR
Temp. di stoccaggio	0 ... +50 °C
Tipo batteria	2 x D
Durata batteria	Funzionamento in continuo per 16 ore
Durata del sensore	Circa 80 ... 100 h (approssim. 1 anno)
Peso	Circa 500 g (batterie incluse)
Garanzia	2 anni

Accessori per strumento di misura

Codice

Sensore per testo 316-3	0554 2610	
-------------------------	-----------	--