

LECITHIN**Lecitina di grado batteriologico****DESCRIZIONE**

La lecitina è impiegata nelle soluzioni per la preparazione dei campioni al fine di neutralizzare l'effetto dei composti battericidi. La lecitina è soprattutto efficace nella neutralizzazione dei disinfettanti fenolici.

ANALISI TIPICA

Sostanze solubili in acetone.....97%
Acidità.....23,6
Perossidi.....< 1
Solubilitàacqua/glicerolo
Umidità < 0.5 %
pH..... 6,2 – 6,6
Carica microbica totale (UFC).....< 120
DNA transgenico.....non determinabile
Lieviti, muffe, *E.coli*, *Salmonella*,..... assenti in 1 g

CONFEZIONE**41EAT0242 Lecithin 500 g**