

TRIPTONE

E' in digerito pancreatico di caseina, ricco di azoto e di tutti gli amminoacidi presenti nella caseina. E' un eccellente nutriente anche per i microrganismi fastidiosi.

REF	CONFEZIONE
6416	500 gr

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

TEST	SPECIFICHE	RISULTATI
Azoto amminico	Min 3.0%	3.60%
Residuo secco	Max 7%	4.16 %
Azoto totale	NLT 12 %W/W	12.58%
Triptofano test	Presente	Positivo
pH 2% soluzione	6.5-7.5	6.62
Limpidezza dopo sterilizzazione	Soluzione 1% limpida di colore giallo	Conforme
Aspetto	Polvere fine	Conforme

TEST MICROBIOLOGICO

Test	Specifiche	Risultati
Carica batterica totale	< 5.000 ufc/gr	Conforme
Muffe e lieviti	Assenti	Conforme
E.coli	Assente	Conforme
Salmonella	Assente	Conforme