



SCHEMA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO	207C
DESCRIZIONE GENERALE	PIP.PASTEUR 10ML 1200PKG
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	1 scatola esterna contenente 6 scatole interne contenenti 200 pipette Pasteur 10 ml in bulk.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

		SPECIFICHE
PIPETTA	PIP. PASTEUR 10 ml	LUNGHEZZA TOTALE: 167.50 mm \pm 1.50 mm DIAMETRO STELO: 4.00 mm \pm 0.30 mm GOCCE PER ML: 17 CAPACITA' TOTALE: 15.50 ml CAPACITA' BULBO: 8.80 ml DIAMETRO BULBO: 17.80 mm \pm 0.30 mm MATERIALE: POLYETHYLENE

SPECIFICHE DI PACKAGING

QUANTITA' CARTONE INTERNO	200
QUANTITA' CARTONE ESTERNO	1200
PACKAGING	BULK

INFORMAZIONI IMPORTANTI

METODO DI STERILIZZAZIONE	NON STERILE
SHELF LIFE	60 MESI

Questa scheda (Rev.00-03/01/2020) è realizzata per vostra guida ed è basata su informazioni ritenute affidabili e rivedute periodicamente.